

IloBa®

Ileostomistomipåsen med backventil, tvålayershäfta och specialanpassat kolfilter



IloBa® tömbar ileostomipåse har en unik design med en inbyggd backventil för att förhindra att innehållet i påsen rinner tillbaka till stomin.

Alla IloBa® och SnapOn™ IloBa® påsar har ett specialanpassat kolfilter med en extra beläggning som förhindrar att vätska läcker ut. Filtret skyddas också av en unik extra mellanvägg med luftkanaler. Om påsen blåser upp sig (s.k. ballooning) pressar man lätt med handen på påsen så att luftkanalerna öppnas och luften passerar kontrollerat ut genom filtret.

IloBa® har en tvålayershäfta som är en kombination av två fästande hydrokolloider med olika egenskaper. Hydrokolloiden närmast stomin (den mörkare) är formbar, har hög absorption och sväller så att tätningen runt stomin blir optimal. Hydrokolloiden närmast ytterkanten (den ljusare) är tunnare för att kunna följa hudvecken och ge en extra bra fästförmåga och följsamhet.

Påsen är täckt av ett mjukt non-woven skikt med delbar framsida för inspektion och utloppet har ett lås av kardborretyp. IloBa® finns i storlekarna Midi och Standard med både uppklippbara och förstansade hudskyddsplattor.

Art.nr.	IloBa® MIDI, volym 310 ml	Art.nr.	IloBa® STANDARD, volym 410 ml
220324	Hålstorlek 15-60 mm	220332	Hålstorlek 15-60 mm
220325	Hålstorlek 20 mm	220333	Hålstorlek 20 mm
220326	Hålstorlek 22 mm	220334	Hålstorlek 22 mm
220327	Hålstorlek 25 mm	220336	Hålstorlek 25 mm
220328	Hålstorlek 28 mm	220337	Hålstorlek 28 mm
220329	Hålstorlek 30 mm	220338	Hålstorlek 30 mm
220330	Hålstorlek 32 mm	220339	Hålstorlek 32 mm
220331	Hålstorlek 35 mm	220340	Hålstorlek 35 mm

30 stycken i varje förpackning