


QUICKTRACH II

- Quicktrach II (med cuff) er et perkutant cricothyrotomisæt, der bruger "kateteret-over-nålen"-teknik.
- En hurtig luftvejsadgang er muliggjort via en et-trins procedure.
- Det sterile sæt er færdigsamlet og umiddelbart klar til brug.

**Perkutan
cricothyrotomi
med cuff**



Pakket i peel-pack



Pakket i plastikrør



Quicktrach II

Æske = mindste kvantitet/bestilling

Varenummer	Beskrivelse	Størrelse	Æske/Trsp.karton
30100041	Quicktrach II, med cuff	4mm sæt voksen	1/1
30109041	Quicktrach II, med cuff, pakket i plastikrør	4 mm sæt voksen	1/1

Se video fra VBM:

Quicktrach II



VBM