




Trans- og intratympanisk injektionskanyle

En ny og specialudviklet kanyle med det formål at lette injektioner i mellemøret. Kanylen er 90 mm lang, den har en specialspids, som er ca. 2 mm, og en diameter på 0,4 mm. Teknikken "rør i rør" anvendes for at opnå et naturligt stop mod trommehinden ved injektionen.

Design: Professor Måns Magnusson, Lund Universitetssyghus.

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Kobling	Æske/Trsp.karton
6066590	0,4 x 90 mm	lilla	Luer-lock	10/900

Engangs. Steril 1-stk pakket i peel-pack
Æske = mindste kvantitet / bestilling

Producent: Mediplast AB / www.mediplast.com