

Aerosolmasker

- Formgjutna, mjuka och lätta aerosolmasker
- Trakeostomimasker för bästa patientkomfort
- Uppfyller standard: EN 13544-1:2007 + A1:2009
- Sterila

Aerosolmask med näsklämma

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	PVC-fri
6014153	Vuxen	50/50	

Material: Mask: PVC-fr - Resår (latexfritt): PE

Aerosolmask med näsklämma

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp
6014146	Barn	50/50
6014147	Vuxen	50/50

Material: Mask: PVC med mjukgörare DINP - Resår (latexfritt): PE

Trakeostomimask

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp
6014144	Barn	50/50
6014145	Vuxen	50/50

Material: Mask: PVC med mjukgörare DINP - Resår (latexfritt): PE

Avd.förp = min.kvant/best