

Oksygen- og bobleslange

- Oksygenlanger som kobles mellom oksygenkilde/-fuktere og maske/nesekateter
- Velg mellom en knekkfri, stjerneformet slange med en ferdig lengde på 2,1 m og k/k-konnektor, en bobleslange på 180 cm, eller en slange på rull som du kan klippe til ønsket lengde
- Oppfyller standarden: EN 13544-2:2002 + A1:2009
- Ikke-steril

Oksygenlange, gjennomiktig

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	PVC-fri
6014163	ID 4 x YD 6 mm	50/50	

Materiale: PVC-fri

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014135	ID 4 x YD 6 mm	50/50	

Materiale: PVC, mykgjørende DINP

Bobleslange, grønn

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6099970-1	på rull, 30 m, ID 3 x YD 5 mm / ID 8 x YD 10 mm, 1 boble per meter	1/5	

Materiale: PVC, mykgjørende ATBC

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6099960-1	180 cm, ID 3 x YD 5 mm / ID 8 x YD 10 mm, bobler i endene	50/50	

Materiale: PVC, mykgjørende ATBC

Avd.pkn. = min.kvant/best