



vue•ultrasound gel™

ultraäänigeeli  
vesipohjainen, neutraali pH

**Vue** on vesipohjainen ultraäänigeeli ammattikäyttöön. Käytetään kaikäntyyppisten terapeuttisten tai diagnostisten ultraäänilaitteiden kanssa.



### Käyttökohteet ja edut:

- **Vue** ia voi käyttää jopa EKG tai TENS – elektrodihoitoja annettaessa.
- Geelillä on optimaalinen viskositeetti, joka ei tahraa eikä ärsytä ihoa. Suolaton ja hydroksiditon.
- Väritön geeli ei jätä jälkiä laitteisiin, vaatteisiin tai iholle.
- Tavallinen geeli, 250 ml pullossa. Pullossa on käytännöllinen korkki, joka on helppo avata ja sulkea yhdellä kädellä.
- Steriili geeli, 20 ml annospakkauksessa. Käytetään tutkimuksissa, jotka vaativat steriliteettiä ja optimaalista hygieniää.



**LATEKSITON**

Tuotenro	Kuvaus	Os. pakk	Kulj. pakk
60101156	20 ml annospakkauksessa, steriili	30	240
60101156S	20 ml annospakkauksessa	30	240
60101165	5L astia pumpulla	1	4
60101158	5L	1	4
60101159	1L pullossa	-	12
60101157	250 ml pullossa	-	40

CE-merkitty MDD 93/42/EEC, Class I non sterile (60101157, 60101158),  
Class IIa sterile (60101156)



optimummedical®

**MEDI PLAST®**

Medioplast Fenno Oy  
PL 153,  
01531 Vantaa

asiakaspalvelu@mediplast.com  
www.mediplast.com

Puh: 09 276 360