

Perkutan cricothyrotomisæt

Færdigsamlet og straks klar til brug




Quicktrach I

Sæt til perkutan cricothyrotomi i henhold til kateter-over-nål-teknikken.

/ Quicktrach I

Quicktrach I er et perkutan cricothyrotomisæt i henhold til kateter-over-nål-teknikken til sikring af luftvejen i en CICO-situation (Cannot Intubate – Cannot Oxygenate) i tilfælde af obstruktion af øvre luftveje. Det sterile sæt er formonteret og fås i blisterpakke eller plastikrør.

Egenskaber



Blisterpakke



Plastrør, ideel til akuttasker
Dimension: 23 cm(L), Ø 5 cm

Bestillings- information

Quicktrach I / I blisterpakning, til engangsbrug, steril

Patient	Kateter	Art.nr.	Æske
Barn	2.0 mm I.D.	30040021	1
Voksen	4.0 mm I.D.	30040041	1

Quicktrach I / I plastrør, til engangsbrug, steril

Patient	Kateter	Art.nr.	Æske
Barn	2.0 mm I.D.	30049021	1
Voksen	4.0 mm I.D.	30049041	1

Referencer Yderligere information

(1) X. Onrubia et al., "Front of neck access to the airway: A narrative review," Trends in Anaesthesia and Critical Care, vol. 22, pp. 45-55, 2018



Video

This product is manufactured without the use of natural rubber latex, unless otherwise specified.
This product does not contain phthalates which require labelling according to CLP Regulation (EC) 1272/2008.

Forhandler:

MEDI PLAST

Medioplast A/S

Marielundvej 46E, 2730 Herlev

T 43 44 40 00

info.dk@mediplast.com

www.mediplast.com

VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 / 72172 Sulz a. N. / Germany

Tel.: +49 7454 9596-0 / Fax: +49 7454 9596-33 / e-mail: sales@vbm-medical.de / www.vbm-medical.de

Connect with us:



CE 0123

PRO055_3.0_EN