



Forbindelseslange - Nefrostomi

- Forbindelseslange 2,9 x 4,1 mm
- Grøn blød connector som passer til alle typer af urinposer
- Roterende luer-lock til enkel samling
- Engangs. Steril 1-stk. pk. i peel-pack

Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
60MR223115T	15 cm, luer-lock universal connector	10/300
60MR222815T	15 cm, luer-lock universal connector 3-vejs-hane med connector	15/225
60MR222830T	30 cm, luer-lock universal connector 3-vejs-hane med connector	10/150

Æske = mindste kvantitet / bestilling

Materiale:
 Slange og connector: Phthalatfri PVC, blødgører
 TOTM
 Hane: Polycarbonate + HDPE
 Luer-Lock: ABS
 Producent: Mediplast Srl / www.mediplast.com/it