



Förbindelseslang för Nefrostomi

- Förbindelseslang 2,9 x 4,1 mm
- Grön mjuk kona som passar till alla typer av urinpåsar
- Roterande luer-lock i änden för enklare fastsättning
- Engångs. Sterilt 1-st-förp. i peel-pack

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trpt. fp
60MR223115T	15 cm, luer-lock universalkona	10/300
60MR22815T	15 cm, luer-lock universalkona 3-vägs-kran vid konan	15/225
60MR22830T	30 cm, luer-lock universalkona 3-vägs-kran vid konan	10/150

Avd.förp = min.kvant/best

Material:
Slang och konnektor: ftalatfri PVC, mjukgörare TOTM
Kran: Polycarbonat + HDPE
Luer-Lock: ABS
Tillverkare: Mediplast Srl / www.mediplast.com/it