



Best Quality made by a German Manufacturer

# danumed® Gravity FeedBag

Gravitationsaggregat med fast monterad tom påse 1500 ml

För administrering av enteral näring, vätskor och läkemedel

## KOMFORT

- Stor påsvolym på 1500 ml
- Med stor toppfyllare för bekväm fyllning av påsen
- Hög flödes hastighet tack vare det stora slanglumen på 5,6 mm
- Trevägs kran för enkel och bekväm administrering av läkemedel
- Transparent droppkammare
- Precisionsrullklämma
- Skrivbart påsmaterial för tydlig identifiering av patienten
- Skalor 100 ml steg

## SÄKERHET

- Högkvalitativt material fritt från latex, DEHP och BPA
- ENFit® anslutningar på sidsidan och på trevägs kranen, i enlighet med DIN EN ISO 80369-3, för att undvika felkopplingar av slangar och öka patientsäkerheten
- Skyddskork vid ENFit® kopplingarna



REF	Produktbeskrivning	Försäljningsenhet
DA 1051 0210	danumed® Gravity FeedBag	30 stycken

Varje danumed® Gravity FeedBag är individuellt sterilt förpackad. 30 stycken i en transportlåda.

danumed® Gravity FeedBags är  
 • latexfria • DEHP fria • BPA fria

Återförsäljare: Mediplast AB  
 Box 1004, 212 10 Malmö - T 020 78 80 85 - info.se@mediplast.com - www.mediplast.com

danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Tyskland  
 Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • info@danumed.com • www.danumed.com