




Bihulepunksjons Sett

- 1,4 x 80 mm kanyle, 200 mm slange med luer lock kobling
- Engangs. Sterilt enkeltpakket i peel-pack
- Material DEHP fri PVC / Medisinsk rustfritt stå
- Sterilisering: EO

Artikkelnr.	Beskrivelse	Avd./Trpt. fp
6066140146T	Bihulepunksjons Sett, DEHP fri PVC slange	10/300

Avd. fp. = minste kvantitet / bestilling



Produsent: Medioplast AB / www.medioplast.com