



Engangs Sugeseæt til Ortopædi

- Sugeseange 3,5 m, hun/hun konnektor (blå)
- Håndtag inkl. filter
- Ekstra filter
- Sugemundstykke 2-vejs, 23 cm og 15 cm

Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
60QP09061	Sugesæt Ortopædi	20/40

Æske = mindste kvantitet/bestilling

Material:
 Sugeseange: PVC, blødgører DINP
 Håndtag og Filter: SAN
 Sugemundstykke: PVC-MBS, blødgører ESBO