


## Autoklavtejp

- SPS Medical autoklavtejp används till försegling av paket som skall ångsteriliseras. Tejpen med indikator visar om paketet har genomgått en steriliserings cykel.
- Kan användas till alla typer packskynken (crepe, non-woven och SMS) samt för ångsterilisering, 30 min vid 121°C, 4 min vid 132°C och 3 min vid 135°C.
- 100% bly- och latexfria


Artikelnr	Beskrivning	Avd./Trpt.fp
	Med indikator, längd 50 m	
6031001950VE	18 mm	48
6031002550VE	24 mm	36
6031021950VE	18 mm, blå, extra fästande	48
6031022550VE	24 mm, blå, extra fästande	36
	Utan indikator, längd 50 m	
6030001950	18 mm	48
6030002450	24 mm	36
6030021950	18 mm, blå, extra fästande	48
6030022550	24 mm, blå, extra fästande	36
6031000000	Tejphållare för 18 och 24 mm autoklavtejp	1




Färg före  
steriliseringsprocessen



Färg efter  
steriliseringsprocessen



Färg före  
steriliseringsprocessen



Färg efter  
steriliseringsprocessen

**Material:** Tejpen består av kräpptat papper som är belagt med ett torr syntetiskt gummi. Tejpen är lätt att ta bort och vi rekommenderar att den kastas som brännbart material.

**Märkning:** EN ISO 11140-1:2014

**Förvaring:** Torrt, vid högst rumstemperatur och i originalemballage. Hållbarhetstid 3 år