

Forstøvere

- Sæt til forstøvning med aerosolmaske til børn og voksne med mundstykke
- Forstøveren/ forstøverkammeren rummer 6 ml og har markering for 1-6 ml
- Forstøveren er effektiv i hele intervallet fra vandret til lodret position (op til 90°)
- Residualvolumen 0,1-0,2 ml. Anbefalet flow 6-8 l/min
- Kinkefri, stjerneformet iltslange, 2,0 eller 2,1 m
- Opfylder standard: EN 5356-1:2015. EN 13544-1:2007 + A1:2009
- Engangs
- Usterile

Forstøver med aerosolmaske

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	PVC-fri
6014155	Barn, inklusiv slange 2,1 m	50/50	
6014154	Voksen, inklusiv slange 2,1 m	50/50	

Materiale: Maske/Slange: PVC-fri - Flex-slange: PE - Forstøver: PS/PP - T-stykke: PP
Elastik (latexfri): PE - Næseklemme: Aluminium
Partikelstørrelse (MMD) 2,1 µm ved 6 l/min

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014148	Barn, inklusiv slange 2 m	50/50	
6014149	Voksen, inklusiv slange 2 m	50/50	

Materiale: Maske/Slange: PVC med DINP-blødgører - Flex-slange: PE - Forstøver: PS/PP
T-stykke: PP - elastik (latexfri): PE - Næseklemme: Aluminium
Partikelstørrelse (MMD) 2,1 µm ved 6 l/min

Forstøversæt


Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	PVC-fri
6014156	Voksen og barn, med mundstykke og reservoirlange 15 cm, inklusiv iltslange. 2,1 m	50/50	

Materiale: Maske/Slange: PVC-fri - Flex-slange: PE - Forstøver: PS/PP - T-stykke: PP
Elastik (latexfri): PE - Næseklemme: Aluminium
Partikelstørrelse (MMD) 2,1 µm ved 6 l/min

Æske = min. kvant/best

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014150	Voksen og barn, med mundstykke og reservoirslange 15 cm, inklusiv iltslange. 2 m	50/50	
Materiale: Maske/Slange: PVC med DINP-blødgører - Flex-slange: PE - Forstøver: PS/PP T-stykke: PP - elastik (latexfri): PE - Næseklemme: Aluminium Partikelstørrelse (MMD) 2,1 µm ved 6 l/min			

Forstøvere/tilbehør

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014230	T-kobling, passer til slange 22 mm YD	50/200	
Materiale: T-stykke: PP			

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014151	Forstøver/lægemiddelkop	50/50	
Materiale: Forstøver: PS/PP			

Æske = min. kvant/best