


seca 213 Portabel längdmätare



Inställbart väggstöd och
huvudstöd med tydligt
läsfönster



Bärbar

Art. Nr. 2131721009

Denna isärtagbara längdmätare är särskilt lämplig för ambulerande verksamhet. Fotplattan är stadig och har ett handtag. Stödet på baksidan av skalan är inställbart och placeras lämpligen mot en vägg. Längden läses av på sidan av skalan, vid pilarna i huvudstödet's röda läsfönster. Mätskalan tas isär i delar och placeras under fotplattan tillsammans med huvudstöd och väggstöd.

Längdmätaren får plats i tillbehöret bärväskan [seca 412](#).

Mätområde	20 – 205 cm
Gradering	1 mm
Vikt	3 kg
Mått (nedmonterad, BxHxD)	340 x 180 x 620 mm
Direktiv	93/42/EEG, MDD