

DANAGRIP

Latexfritt Tubförband, kompression, tillverkat av bambu.



LÅNGVARIG FRÄSCHÖR



UNDERBART MJUK



UTMÄRKT VÄRMEREGLERING



MILJÖVÄNLIG



MEDIPLAST kan erbjuda Er DANAGRIP, ett elastiskt stöd- och fixeringsförband med kompressionseffekt. Hål och jack kan klippas. Kan användas enkelt eller dubbelt beroende på önskad kompression. Luftgenomsläpplig. God elasticitet, kan sträckas 3 gånger sin utgångsbredd.



DANAGRIP BAMBU TUBFÖRBAND

LÄNGD: 10 METER OSTRÄCKT		Avd.frp	Trp.frp
6050951	Strl. A = 4 cm, små armar och ben	1	28
6050952	Strl. B = 6,25 cm, små händer	1	34
6050953	Strl. C = 6,75 cm, hand, smala armar, barns ben	1	28
6050954	Strl. D = 7,5 cm, ordinära ben	1	28
6050955	Strl. E = 8,75 cm, ben, knä	1	26
6050956	Strl. F = 10 cm, lår	1	22
6050957	Strl. G = 12 cm, kraftiga lår	1	20
6050962	Strl. H = 14 cm, kraftiga lår, små kroppar	1	16
6050958	Strl. J = 18 cm, små kroppar	1	8
6050959	Strl. K = 22 cm, ordinära kroppar	1	8
6050960	Strl. L = 32,5 cm, stora kroppar	1	6
6050961	Strl. M = 36 cm, större kroppar	1	6

Avd.förp = min.kvant/best



TILLVERKAD I DANMARK



Indikation: Stöd och fixering, lätt komprimerande. Säkrar en varaktig lätt kompression även efter en längre tids användning. Kan även användas under gips-, skenor samt klisterbindor. Ger lättare stöd och avlastning för leder och ligament. Används endast på intakt hud.