



## Metalli-imu läpinäkyvällä kädensijalla tyyppiä Bronkoskopia

- Aikuisille ja lapsille
- Suorille / jäykillle skoopeille
- Eripituisia kertakäyttömukärkiä
- Uusi kädensija helpottaa käsittelyä, saatavana imunsäätelijällä
- Steriilisti yksittäispakattu repäisypakkaukseen
- Sterilointimenetelmä: EO
- Kehitetty yhteistyössä pohjoismaisten specialistien kanssa
- Ruostumatonta terästä, kädensija PMMA:ta (pleksilasi)

Valmistaja: Mediplast AB / [www.mediplast.com](http://www.mediplast.com)

Tuotenro	Kuvaus	Os/Kulj.Pakk
<b>Imunsäätelijällä</b>		
6061616270	2,0 x 270 mm – Black Tip sivureijällä	10/90
6061616232VC	2,0 x 300 mm	10/90
6061616233VC	3,0 x 300 mm	10/90
6061616234VC	4,0 x 300 mm	10/90
6061616242VC	2,0 x 400 mm	10/120
6061616243VC	3,0 x 400 mm	10/120
6061616244VC	4,0 x 400 mm	10/120
6061616252VC	2,0 x 500 mm	10/120
6061616253VC	3,0 x 500 mm	10/120
6061616254VC	4,0 x 500 mm	10/120
6061616262VC	2,0 x 550 mm	10/120
6061616263VC	3,0 x 550 mm	10/120
6061616264VC	4,0 x 550 mm	10/120

Os.pakk = pienin toimituserä



6061616270

