






PVC-frie Sugekatetre Singelpakket

- Fargekodet i henhold til standarden for sugekateter, EN ISO 8836:2019 for å forenkle identifisering av riktig størrelse
- Kateterlengde inkludert konnektor (4 cm); rett – 25, 40 og 53 cm, coudé (bøyd) 53 cm
- Engangs. Steriliseringsmetode: EO. Holdbarhet 5 år
- Materiale: TPE



avd. fp. = minste kvantitet / bestilling

PVC fri, singelpakket	Strl / Ch	Farge	Avd./Trpt.fp
Sugekateter, rett, 25 cm			
608806251	06	lysegrønn	100/600
608808251	08	lyseblå	100/600
608810251	10	svart	100/600
608812251	12	hvit	100/600
608814251	14	grønn	100/600
Sugekateter rett, 40 cm			
608806401	06	lysegrønn	100/600
608808401	08	lyseblå	100/600
608810401	10	svart	100/600
608812401	12	hvit	100/600
608814401	14	grønn	100/600
608816401	16	orange	100/600
Sugekateter rett, 53 cm			
608806531	06	lysegrønn	100/600
608808531	08	lyseblå	100/600
608810531	10	svart	100/600
608812531	12	hvit	100/600
608814531	14	grønn	100/600
608816531	16	orange	100/600
Sugekateter, coudé (bøyd) 53 cm			
608708531	08	lyseblå	100/600
608710531	10	svart	100/600
608712531	12	hvit	100/600
608714531	14	grønn	100/600
608716531	16	orange	100/600



avd. fp. = minste kvantitet / bestilling