



Dimensioner: SERRES NEMO

Beskrivning	Serres NEMO, enhet för tömning av sugpåsar	
Avsett användningsområde	Serres Nemo är konstruerad för att tömma och spola igenom två- och tre liters standard sugpåsar från Serres. Enheten tömmer ut innehållet i sugpåsar i avloppssystemet.	
Produkt	Serres NEMO	60579842
Teknisk specifikation	Installationstyp	Golvmodell
	Elektrisk anslutning	220-240V / 50 Hz, type F and E (Schuko)
	Kallvattenanslutning	G ½" (inkluderad anslutningsslang 1.5 m)
	Avloppsanslutning	DN 50 (böjd anslutning)
	Vattentryck	1-8 bar
	Tömningscykel	15 sekunder
	Strömförbrukning (220-240V / 50 Hz)	Uppstart (momentant) 1932 W Under användning 450 W Viloläge 5W
	Vattenförbrukning under en tömningscykel	6,8 Liter
	Luftspalt	AB-typ luftspalt för skydd för tillvattensystemet



serres

