



danumed® lukkeprop

Trevejshane med ENFit® og ENSwivel® til enterale applikationssystemer

Patientsikkerhed og brugerkomfort er topprioriteter for danumed. Alle vores enterale ernæringssystemer er udstyret med ENFit®-kobling i henhold til DIN EN ISO 80369-3 for at mindske risikoen for utilsigtede fejlkoblinger med andre systemer.

danumed® trevejs hane er en ENFit® trevejs hane til separat administration af enteral ernæring og medicin. ENFit®-hankonnektorer er udstyret med den innovative roterende ring ENSwivel® for bedre patientkomfort og nem håndtering.

Designet består af letvægtigt og behageligt materiale.



KOMFORT

ENSwivel®

- Vrid af de enterale slanger undgås, da ikke hele konnektoren drejes, men kun ENSwivel®
- Sikker, tæt kobling med kun et "To-Finger-Tag". Enkelt, hurtigt og nemt.



ENSwivel

Større flow

- Til konstant flow af enteral ernæring, væsker og medicin
- Åbning i form af en afrundet bund for uhindret flow



SIKKERHED

ENFit®

- En ENFit®-hankonnektor for tilslutning til en ernæringsslange eller PEG
- To ENFit®-hankoblinger med ENSwivel® for at udvide tilslutningsmulighederne

TRITAN™

- Basisenheden i danumed® lukkeprop er fremstillet af TRITAN™ – en let, robust og holdbar plast, der er modstandsdygtig over for aggressive opløsninger og medicin
- Spændings revner undgås stort set, da danumed® lukkeprop er ekstremt brudsikker

danumed® Stopcock

REF	Beskrivelse	Antal/salgsenhed
DA 1051 7022	danumed® trevejs hane	20 stk.

Hver danumed® lukkeprop er sterilt pakket separat.
20 stk. i hver æske, 800 stk. i hver transportkasse.

danumed® Stopcock er

• latexfri • PVC-fri • DEHP-fri • BPA-fri

Forhandler:

MEDI PLAST

Medioplast A/S
 Marielundvej 46E, 2730 Herlev
 T 43 44 40 00
 info.dk@mediplast.com
 www.mediplast.com