

# SnapOn™ Konvex hudbeskyttende stomiplate

med krage



Festering som kan løftes

**SnapOn™** Konvex hudbeskyttende plate for et 2-delt system (SnapOn™ KoloBa™, SnapOn™ IloBa® og SnapOn™ UroBa®). SnapOn® Konvex hudbeskyttende plate har en kombinasjon av to klebrige lag hydrokolloid med ulike egenskaper. Hydrokolloid-laget som ligger nærmest stomien (det mørke laget) kan formes, har høy absorpsjonsevne og hever seg for å skape en optimal forsegling rundt stomien. Det ytterste hydrokolloid-laget (det lyse laget) er tynnere, slik at det kan følge foldene i huden, og har et ekstra sterkt klebemiddel.

SnapOn™ Konvex-plate kommer med en forlenget krage som gjør at man kan løfte ringen, hvilket gjør det lettere å feste posen. Den konvekse platen er enklere å feste rundt en inndratt stomi, og løfteringen kan holdes med fingrene, i stedet for å måtte presse mot magen.

SnapOn™ Konvex hudbeskyttende plater passer til alle SnapOn™-poser og er tilgjengelig både ferdigstanset og oppklippbar, og ringens diameter er på 57 mm.

Art.nr.	SnapOn™ KONVEX hudbeskyttende plate Ringens diameter 57 mm
<b>220394</b>	Klippemal 15–35 mm
<b>220395</b>	Hullstr. 20 mm
<b>220396</b>	Hullstr. 25 mm
<b>220397</b>	Hullstr. 30 mm
<b>220398</b>	Hullstr. 35 mm

3 stk. per pakke