

Gemini packskykke

Säkra er steriliseringsprocess



MEDI PLAST

**Ett omslag
i toppklass**



Gemini Packskynke

Säkrar er steriliseringsprocess

Draperbart och starkare

Gemini packskynke är resistent mot revor och punktioner, och presterar bättre än SMS-skynten av standardtyp. Skyntet är mycket mjukt och lätt att vika, vilket gör det lätthanterat.

Liten benägenhet att ludda och bättre vidhäftningsförmåga

Ytan är lämplig för steriliseringstejp. Naturligt lågt fibersläpp hjälper till att behålla integriteten hos sterila förpackningar.

Tillverkad av exklusivt SSMMS-tyg med bevisat barriärskydd

Gemini:s starka konstruktion med många lager och 100 % polypropen (testad enligt EN 11607-1 och EN 868-2), ger en unikt hög nivå av barriärskydd mot vätska och partiklar.

Mångsidig

Medline:s Gemini packskynke är indikerat för användning i alla större steriliseringscykler, inklusive:

GEM0-GEM5

- Förvakuumångcykler
- Gravitationsångcykler

GEM1-GEM5

- Sterilisering med etylenoxid (EtO)
- STERRAD® sterilisering
- STERIS V-PRO® lågtemperatursterilisering
- STERIZONE® VP4 sterilisering

WRAP certifiering

Gemini packskynken är tillverkade i en WRAP-certifierad anläggning. Att främja och respektera arbetsrättigheter och mänskliga rättigheter i vår leveranskedja är en del av Medline:s agenda för socialt ansvar. En mer detaljerad beskrivning av WRAP:s 12 principer finns tillgänglig på deras webbplats: www.wrapcompliance.org.



Gemini Enskilt Packskycke

Gemini packskycken är en perfekt lösning för steriliseringsenheter där två skycken används för inpackning av medicintekniska produkter eller instrumentuppsättningar.



	GEMO 40 gr	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr	GEM5 75 gr
46 x 46 cm	GEM0118-EU 1,000 st/frp.	GEM1118-EU 1,000 st/frp.	GEM2118-EU 1,000 st/frp.	GEM3118-EU 600 st/frp.		
51 x 51 cm	GEM0120-EU 1,000 st/frp.	GEM1120-EU 1,000 st/frp.	GEM2120-EU 500 st/frp.	GEM3120-EU 250 st/frp.		
61 x 61 cm	GEM0124-EU 500 st/frp.	GEM1124-EU 500 st/frp.	GEM2124-EU 500 st/frp.	GEM3124-EU 250 st/frp.	GEM4124-EU 250 st/frp.	
76 x 76 cm	GEM0130-EU 300 st/frp.	GEM1130-EU 300 st/frp.	GEM2130-EU 300 st/frp.	GEM3130-EU 200 st/frp.	GEM4130-EU 250 st/frp.	
91 x 91 cm	GEM0136-EU 300 ea/c	GEM1136-EU 300 st/frp.	GEM2136-EU 300 st/frp.	GEM3136-EU 150 st/frp.	GEM4136-EU 150 st/frp.	GEM5136-EU 144 st/frp.
102 x 102 cm	GEM0140-EU 250 st/frp.	GEM1140-EU 250 st/frp.	GEM2140-EU 250 st/frp.	GEM3140-EU 150 st/frp.	GEM4140-EU 150 st/frp.	GEM5140-EU 96 st/frp.
114 x 114 cm	GEM0145-EU 250 st/frp.	GEM1145-EU 250 st/frp.		GEM3145-EU 100 st/frp.	GEM4145-EU 100 st/frp.	GEM5145-EU 96 st/frp.
122 x 122 cm	GEM0148-EU 250 ea/c	GEM1148-EU 250 st/frp.	GEM2148-EU 100 st/frp.	GEM3148-EU 50 st/frp.	GEM4148-EU 50 st/frp.	GEM5148-EU 48 st/frp.
137 x 137 cm	GEM0154-EU 100 st/frp.	GEM1154-EU 100 st/frp.	GEM2154-EU 100 st/frp.	GEM3154-EU 50 st/frp.	GEM4154-EU 50 st/frp.	GEM5154-EU 48 st/frp.
137 x 183 cm	GEM0172-EU 100 st/frp.			GEM3172-EU 50 st/frp.	GEM4172-EU 50 st/frp.	

Gemini Interfolierat Packskycke

Gemini interfolierade packskycken tillhandahåller både vår flerlagerteknik och färgdifferentiering för steriliseringsenheter där sekventiell inpackning används. Den här lösningen kombinerar rivbeständighet med säkerhet. Den är indikerad för användning i alla större steriliseringscykler.



	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr
61 x 61 cm	GEM1124INT-EU 500 st/frp.	GEM2124INT-EU 500 st/frp.	GEM3124INT-EU 250 st/frp.	GEM4124INT-EU 250 st/frp.
76 x 76 cm	GEM1130INT-EU 300 st/frp.	GEM2130INT-EU 300 st/frp.	GEM3130INT-EU 200 st/frp.	GEM4130INT-EU 250 st/frp.
91 x 91 cm	GEM1136INT-EU 300 st/frp.	GEM2136INT-EU 300 st/frp.	GEM3136INT-EU 150 st/frp.	GEM4136INT-EU 150 st/frp.
102 x 102 cm	GEM1140INT-EU 250 st/frp.	GEM2140INT-EU 250 st/frp.	GEM3140INT-EU 150 st/frp.	GEM4140INT-EU 150 st/frp.
122 x 122 cm	GEM1148INT-EU 250 st/frp.	GEM2148INT-EU 100 st/frp.	GEM3148INT-EU 50 st/frp.	GEM4148INT-EU 50 st/frp.
137 x 137 cm	GEM1154INT-EU 100 st/frp.	GEM2154INT-EU 100 st/frp.	GEM3154INT-EU 50 st/frp.	GEM4154INT-EU 50 st/frp.
137 x 183 cm			GEM3172INT-EU 50 st/frp.	GEM4172INT-EU 50 st/frp.

Gemini Svetsade Packskynken



Med Gemini svetsade packskynken kan ni förlita er ännu mer på er steriliseringsprocess. Två sammansvetsade skynken ger exceptionell styrka och hjälper till att öka effektiviteten. De båda färgerna gör det lättare att upptäcka hål och hjälper till att skilja mellan olika instrumentuppsättningar.

	GEMO 40 gr	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr	GEM5 75 gr
46 x 46 cm	GEM0118T-EU 500 st/frp.	GEM1118T-EU 500 st/frp.	GEM2118T-EU 500 st/frp.	GEM3118T-EU 300 st/frp.		
51 x 51 cm	GEM0120T-EU 500 st/frp.	GEM1120T-EU 500 st/frp.	GEM2120T-EU 250 st/frp.	GEM3120T-EU 125 st/frp.		
61 x 61 cm	GEM0124T-EU 250 st/frp.	GEM1124T-EU 250 st/frp.	GEM2124T-EU 250 st/frp.	GEM3124T-EU 100 st/frp.	GEM4124T-EU 100 st/frp.	
76 x 76 cm	GEM0130T-EU 150 st/frp.	GEM1130T-EU 150 st/frp.	GEM2130T-EU 150 st/frp.	GEM3130T-EU 75 st/frp.	GEM4130T-EU 100 st/frp.	
91 x 91 cm	GEM0136T-EU 150 st/frp.	GEM1136T-EU 150 st/frp.	GEM2136T-EU 150 st/frp.	GEM3136T-EU 75 st/frp.	GEM4136T-EU 75 st/frp.	GEM5136T-EU 72 st/frp.
102 x 102 cm	GEM0140T-EU 100 st/frp.	GEM1140T-EU 100 st/frp.	GEM2140T-EU 100 st/frp.	GEM3140T-EU 75 st/frp.	GEM4140T-EU 75 st/frp.	GEM5140T-EU 48 st/frp.
114 x 114 cm	GEM0145T-EU 100 st/frp.	GEM1145T-EU 100 st/frp.		GEM3145T-EU 50 st/frp.	GEM4145T-EU 50 st/frp.	GEM5145T-EU 48 st/frp.
122 x 122 cm	GEM0148T-EU 100 st/frp.	GEM1148T-EU 100 st/frp.	GEM2148T-EU 50 st/frp.	GEM3148T-EU 30 st/frp.	GEM4148T-EU 30 st/frp.	GEM5148T-EU 24 st/frp.
137 x 137 cm	GEM0154T-EU 50 st/frp.	GEM1154T-EU 50 st/frp.	GEM2154T-EU 50 st/frp.	GEM3154T-EU 30 st/frp.	GEM4154T-EU 30 st/frp.	GEM5154T-EU 24 st/frp.
137 x 183 cm				GEM3172T-EU 30 st/frp.	GEM4172T-EU 30 st/frp.	GEM5172T-EU 24 st/frp.

Tillbehör till Packskynke

Dammskydd

Skyddar instrumentgaller från damm och ämnen i miljön. De är tillverkade av stark polyeten i hög kvalitet och är självhäftande.



Artikelnummer	Beskrivning	Förpackningsstorlek
MDS100815	20 x 30 cm	1,000
MDS100825	30 x 50 cm	500
MDS100830	40 x 55 cm	500
MDS100835	40 x 75 cm	250
MDS100840	60 x 75 cm	250
MDS100845	63 x 94 cm	100

Fuktpapper

Fuktpapper av papper absorberar kondens under steriliseringsprocessen.

Artikelnummer	Beskrivning	Förpackningsstorlek
TLC009	30 x 30 cm	2,000
TLC010	30 x 45 cm	1,000
TLC011	30 x 60 cm	1,000



Transportbricka

- Hårdplasten är konstruerad för att möjliggöra luftflöde
- Hjälper till att minska behovet av exponering av produkter
- Hjälper till att skydda instrumentbrickan från hål och revor under sterilisering, förvaring och transport

Artikelnummer	Beskrivning	Förpackningsstorlek
GEMTRAY3CE	31 x 56 cm	10
GEMTRAY4CE	43 x 69 cm	8



Kontakta din Medline-representant eller besök vår webbplats www.medline.eu/uk för mer information om Gemini packskynken



Distribuerad av:
Mediplast AB
Bronsåldersgatan 2
SE-213 76 Malmö
Sverige
Tel 040 671 23 00
info.se@mediplast.com
www.mediplast.com

FOLLOW US  

MEDI PLAST

Gemini packskynken och transportbrickor är medicinska icke-sterila enheter i klass I, avsedda att användas av sjukvårdspersonal.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Fuktpapper är medicinska icke-sterila enheter i klass I, avsedda att användas av sjukvårdspersonal.

Läs bruksanvisningen och beakta de försiktighetsåtgärder som anges på respektive produktdekal före användning.



Medical Device Safety Service (MDSS)
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel som kan förekomma i denna broschyr.

© 2023 Medline är ett registrerat varumärke som tillhör Medline Industries, LP Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML678_SV 01/2023