


## Autoklavtape

- SPS Medical autoklavtape brukes til å forsegle emballasje som skal dampsteriliseres. Tapen med indikator viser om emballasjen har gjennomgått sterilisering eller ikke.
- Kan brukes til alle typer duker (crepe, non-woven og SMS) og dampsteriliseres, 30 min ved 121°C, 4 min ved 132°C og 3 min ved 135°C.
- 100% bly- og lateksfri


Artikkelnr.	Beskrivelse	Avd./Trpt.fp
	<u>Med indikator, lengde 50 m</u>	
6031001950VE	18 mm	48
6031002550VE	24 mm	36
6031021950VE	18 mm, blå, ekstra feste	48
6031022550VE	24 mm, blå, ekstra feste	36
	<u>Uten indikator, lengde 50 m</u>	
6030001950	18 mm	48
6030002450	24 mm	36
6030021950	18 mm, blå, ekstra feste	48
6030022550	24 mm, blå, ekstra feste	36
6031000000	Tape dispenser for 18 og 24 mm autoklavtape	1




Farge før sterilisering



Farge etter sterilisering



Farge før sterilisering



Farge etter sterilisering

**Material:** Tapen består av kreppt papir belagt med en tørr syntetisk gummi. Tapen er lett å ta bort og vi anbefaler at den kastes som annet brennbart materiale.

**Märkning:** EN ISO 11140-1:2014

**Förvaring:** Tørr, max ved romtemperatur eller lavere og i originalemballasjen. Holdbarhet 3 år