















Transparent IV fiksering

MEDIPLAST® kan Mediplast kan tilbyde sterile IV fikseringsforbindinger. Den transparente film gør det muligt at inspicere indstiksstedet og kantsystemet letter håndtering og anlæggelse af forbindingen. Forbindingen har et hypoallergent klæbemiddel, der mindsker risikoen for hudirritation. Filmen har en bakterie- og virusbarriere, er vandafvisende og semipermeabel, hvilket tillader huden at ånde.

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
60702101	<p>IV-fiksering 5 x 5,7 cm</p> <p>Egnet til børn.</p> <p>Kantsystem, dyb slids og fikseringstape.</p> 	 <p>100/3000</p>
60702102	<p>IV-fiksering 7 x 8,5 cm</p> <p>Kantsystem, dyb slids og fikseringstape.</p> 	 <p>100/1800</p>
60702103	<p>IV-fiksering 10 x 12 cm</p> <p>Kantsystem, slids og fikseringstape.</p> 	 <p>100/1200</p>



Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
60702104	IV-fiksering 8,5 x 11,5 cm Kantsystem, dyb slids og fikseringstape. Ikke-hæftende håndtag, der letter håndteringen. 	 50/1200
60702105 60702108	IV-fiksering 10 x 15,5 cm IV-fiksering 7 x 9 cm Kantsystem, dyb slids og fikseringstape. Ikke-hæftende håndtag, der letter håndteringen. 	 50/800 50/1200
60702106	IV-fiksering Universal 6 x 7 cm Kantsystem og en lille slids. 	 100/2400
60702107	IV-fiksering Universal 8,5 x 10,5 cm Kantsystem, slids og fikseringstape. 	 100/1600

Æske = mindste kvantitet/bestilling