

G-Jet

Matalaprofiilinen gastrojejunaalinappi



G-JET vähentää seuraavia riskejä:

- Hiertymät
- Ohivuodot
- Annostelu väärään porttiin
- Letkun tukkeutumiset
- Ballongin virheellinen täyttömäärä


Nyt myös 14FR

G = Gastro

AMT 14F G Lumen	58% suurempi kuin kilpailevan 14F
AMT 16F G Lumen	41% suurempi kuin kilpailevan 16F
AMT 18F G Lumen	34% suurempi kuin kilpailevan 18F


J = Jejunum

AMT 14F G Lumen	56% suurempi kuin kilpailevan 14F
AMT 14F G Lumen	56% suurempi kuin kilpailevan 16F
AMT 16F G Lumen	131% suurempi kuin kilpailevan 16F
AMT 16F G Lumen	81% suurempi kuin kilpailevan 18F
AMT 18F G Lumen	172% suurempi kuin kilpailevan 18F
AMT 18F G Lumen	57% suurempi kuin kilpailevan 22F



Os.pakk. = väh.til.määrä

Valkoinen G-portti
Ventrikkelin
(valkoinen) liitosletku
Käännä 3/4 myötäpäivään



Glow Green -J-portti
Jejunaalinen (glow green)
liitosletku
Käännä 1/4 myötäpäivään



Suorista jejunal-kanava
helpottaaksesi ohjainvaijerin
sisäänvientiä

FR	Minimi ballongin täyttötilavuus	Suosittelut ballongin täyttötilavuus	Maksimi ballongin täyttötilavuus
14FR	3 ml	4 ml	5 ml
16FR	3 ml	4 ml	5 ml
18FR	7 ml	8 ml	9 ml

Vahvistettu sisäpuoli
estää letkun taantumisen




MRI-hyväksytty



Jejunumportti ja sen
ravintoletku ovat pimeässä hohtavia,
mikä helpottaa ruokitsemista pimeässä

Os.pakk. = väh.til.määrä



G-JET-gastrojejunostomalinappi

Tuotenro	Koko	Tuotenro	Koko	Tuotenro	Koko
GJ-1410-15-I	14FR x 1,0 x 15 cm	GJ-1610-15-I	16FR x 1,0 x 15 cm		
GJ-1410-22-I	14FR x 1,0 x 22 cm	GJ-1610-22-I	16FR x 1,0 x 22 cm		
GJ-1412-15-I	14FR x 1,2 x 15 cm	GJ-1612-15-I	16FR x 1,2 x 15 cm		
GJ-1412-22-I	14FR x 1,2 x 22 cm	GJ-1612-22-I	16FR x 1,2 x 22 cm	GJ-1812-22-I	18FR x 1,2 x 22 cm
GJ-1412-30-I	14FR x 1,2 x 30 cm	GJ-1612-30-I	16FR x 1,2 x 30 cm	GJ-1812-30-I	18FR x 1,2 x 30 cm
GJ-1415-15-I	14FR x 1,5 x 15 cm	GJ-1615-15-I	16FR x 1,5 x 15 cm		
GJ-1415-22-I	14FR x 1,5 x 22 cm	GJ-1615-22-I	16FR x 1,5 x 22 cm	GJ-1815-22-I	18FR x 1,5 x 22 cm
GJ-1415-30-I	14FR x 1,5 x 30 cm	GJ-1615-30-I	16FR x 1,5 x 30 cm	GJ-1815-30-I	18FR x 1,5 x 30 cm
GJ-1415-45-I	14FR x 1,5 x 45 cm	GJ-1615-45-I	16FR x 1,5 x 45 cm	GJ-1815-45-I	18FR x 1,5 x 45 cm
GJ-1417-15-I	14FR x 1,7 x 15 cm	GJ-1617-15-I	16FR x 1,7 x 15 cm		
GJ-1417-22-I	14FR x 1,7 x 22 cm	GJ-1617-22-I	16FR x 1,7 x 22 cm	GJ-1817-22-I	18FR x 1,7 x 22 cm
GJ-1417-30-I	14FR x 1,7 x 30 cm	GJ-1617-30-I	16FR x 1,7 x 30 cm	GJ-1817-30-I	18FR x 1,7 x 30 cm
GJ-1417-45-I	14FR x 1,7 x 45 cm	GJ-1617-45-I	16FR x 1,7 x 45 cm	GJ-1817-45-I	18FR x 1,7 x 45 cm
GJ-1420-22-I	14FR x 2,0 x 22 cm	GJ-1620-22-I	16FR x 2,0 x 22 cm	GJ-1820-22-I	18FR x 2,0 x 22 cm
GJ-1420-30-I	14FR x 2,0 x 30 cm	GJ-1620-30-I	16FR x 2,0 x 30 cm	GJ-1820-30-I	18FR x 2,0 x 30 cm
GJ-1420-45-I	14FR x 2,0 x 45 cm	GJ-1620-45-I	16FR x 2,0 x 45 cm	GJ-1820-45-I	18FR x 2,0 x 45 cm
GJ-1423-30-I	14FR x 2,3 x 30 cm	GJ-1623-30-I	16FR x 2,3 x 30 cm	GJ-1823-30-I	18FR x 2,3 x 30 cm
GJ-1423-45-I	14FR x 2,3 x 45 cm	GJ-1623-45-I	16FR x 2,3 x 45 cm	GJ-1823-45-I	18FR x 2,3 x 45 cm
GJ-1425-30-I	14FR x 2,5 x 30 cm	GJ-1625-30-I	16FR x 2,5 x 30 cm	GJ-1825-30-I	18FR x 2,5 x 30 cm
GJ-1425-45-I	14FR x 2,5 x 45 cm	GJ-1625-45-I	16FR x 2,5 x 45 cm	GJ-1825-45-I	18FR x 2,5 x 45 cm
GJ-1427-30-I	14FR x 2,7 x 30 cm	GJ-1627-30-I	16FR x 2,7 x 30 cm	GJ-1827-30-I	18FR x 2,7 x 30 cm
GJ-1427-45-I	14FR x 2,7 x 45 cm	GJ-1627-45-I	16FR x 2,7 x 45 cm	GJ-1827-45-I	18FR x 2,7 x 45 cm
GJ-1430-45-I	14FR x 3,0 x 45 cm	GJ-1630-45-I	16FR x 3,0 x 45 cm	GJ-1830-45-I	18FR x 3,0 x 45 cm
GJ-1435-45-I	14FR x 3,5 x 45 cm	GJ-1635-45-I	16FR x 3,5 x 45 cm	GJ-1835-45-I	18FR x 3,5 x 45 cm
GJ-1440-45-I	14FR x 4,0 x 45 cm	GJ-1640-45-I	16FR x 4,0 x 45 cm	GJ-1840-45-I	18FR x 4,0 x 45 cm
GJ-1444-45-I	14FR x 4,4 x 45 cm	GJ-1644-45-I	16FR x 4,4 x 45 cm	GJ-1844-45-I	18FR x 4,4 x 45 cm
GJ-1450-45-I	14FR x 5,0 x 45 cm	GJ-1650-45-I	16FR x 5,0 x 45 cm	GJ-1850-45-I	18FR x 5,0 x 45 cm
GJ-1455-45-I	14FR x 5,5 x 45 cm	GJ-1655-45-I	16FR x 5,5 x 45 cm	GJ-1855-45-I	18FR x 5,5 x 45 cm
GJ-1460-45-I	14FR x 6,0 x 45 cm	GJ-1660-45-I	16FR x 6,0 x 45 cm	GJ-1860-45-I	18FR x 6,0 x 45 cm

Os.pakk. = väh.til.määrä



Jejunumportin (J) ravintoletkut

Suora liitin (Bolus) yhdellä ENFit-urosportilla

Tuotenro	Kuvaus	Os./kulj.pakk.
8-0211-I	5 cm	10/10
8-1211-I	30 cm	10/10
8-2411-I	60 cm	10/10



Suora liitin (Bolus) ENFit-Y-urosportilla

Tuotenro	Kuvaus	Os./kulj.pakk.
8-0212-I	5 cm	10/10
8-1212-I	30 cm	10/10



Kulmaliitin yhdellä ENFit-urosportilla

Tuotenro	Kuvaus	Os./kulj.pakk.
8-1221-I	30 cm	10/10
8-2421-I	60 cm	10/10



Kulmaliitin ENFit-Y-urosportilla

Tuotenro	Kuvaus	Os./kulj.pakk.
8-0222-I	5 cm	10/10
8-1255-I	30 cm	10/10
8-2455-I	60 cm	10/10



Kaikissa ravintoletkuissa on pimeässä hoitava liitin ja portti ruokitsemisen helpottamiseksi pimeässä.



Ventrikkeliportin (G) ravintoletkut

Suora liitin (Bolus) yhdellä ENFit-urosportilla

Tuotenro	Kuvaus	Os./kulj.pakk.
6-0211-I	5 cm	10/10
6-1211-I	30 cm	10/10
6-2411-I	60 cm	10/10



Suora liitin (Bolus) ENFit-Y-urosportilla

Tuotenro	Kuvaus	Os./kulj.pakk.
6-0212-I	5 cm	10/10
6-1212-I	30 cm	10/10



Kulmaliitin yhdellä ENFit-urosportilla

Tuotenro	Kuvaus	Os./kulj.pakk.
6-1221-I	30 cm	10/10
6-2421-I	60 cm	10/10



Kulmaliitin ENFit-Y-urosportilla

Tuotenro	Kuvaus	Os./kulj.pakk.
6-1222-I	30 cm	10/10
6-2422-I	60 cm	10/10



Os.pakk. = väh.til.määrä