

Skumbandasje med silikon

Skumbandasje med silikon en selvklebende skumbandasje med silikon for effektiv absorpsjon av sårveske ved moderat til ekstremt væskende sår.

Produktfordeler:

- Minimerer smerte og risiko for vevskade ved bytte av bandasje
- Fleksibel og enkel å legge på, selv på områder som er vanskelig å bandasjere
- Kan klippes, og mister ikke klebeevnen ved gjenbruk
- Fungerer under kompresjoner
- Puster og transporterer ut overflødig væske
- Utsiden av PU-folie gir en effektiv barriere mot eksogene bakterier og bidrar til å skape et gunstig fuktig sårhelende miljø
- Behagelig å ha på og skånsom mot huden rundt
- Kan brukes i opptil 7 dager avhengig av sårets tilstand

Artikkelnr.	Beskrivelse	Avd./Trpt.fp	
60702201	5 x 5 cm	10/200	
60702202	10 x 10 cm	10/200	
60702203	10 x 12 cm	10/200	
60702205	15 x 15 cm	10/200	
60702206	20 x 20 cm	10/100	
60702204	10 x 20 cm	10/200	
60702207	20 x 51 cm	5/25	
60702208H	12 x 19 cm, hæl	10/200	