



Dispomedica Mediloops/Vesselloops

Mediloops används för att tillsluta, dra tillbaka och identifiera artärer, vener, senor och nerver vid kirurgiska ingrepp. Mediloops minskar även risken för klämning av kärl samtidigt som man ökar dragkraften och minskar glidning.

Användningsområden:

Allmän kirurgi | Kärlkirurgi | Hjärt- och Thoraxkirurgi | Neurokirurgi | Urologi

Material: silikon, röntgentät

Längd: 50 cm

Art. nr.	Beskrivning	Avd./Trpt.fp
01.2801	Vessel loops mini blå S	10/10
01.2802	Vessel loops mini röd S	10/200
01.2803	Vessel loops mini vit S	10/200
01.2804	Vessel loops mini gul S	10/200
01.2811	Vessel loops maxi blå S	10/10
01.2812	Vessel loops maxi röd S	10/200
01.2813	Vessel loops maxi vit S	10/200
01.2814	Vessel loops maxi gul S	10/200
01.2821	Vessel loops super maxi blå S	10/200
01.2822	Vessel loops super maxi röd S	10/200