



Metalli-imu läpinäkyvällä kädensijalla tyyppiä Fraz

- Rhinologisiin toimenpiteisiin ja tutkimuksiin
- Kädensijassa imun säätely
- Kertakäyttöinen. Steriilisti yksittäispakattu
- Sterilointimenetelmä: EO
- Ruostumatonta terästä, kädensija PMMA:ta (pleksilasi)

Tuotenro	Kuvaus	Os/Kulj. pakk
6066508020	2,0 x 120 mm	25/375
6066508030	3,0 x 120 mm	25/375
6066508040	4,0 x 120 mm	25/375
6066508020BP	2,0 x 120 mm, Big-Pack	20 (2x10) / 600
6066508030BP	3,0 x 120 mm, Big-Pack	20 (2x10) / 600
6066508040BP	4,0 x 120 mm, Big-Pack	20 (2x10) / 600

Os.pakk = pienin toimituserä