



Metalli-imu läpinäkyvällä kädensijalla tyyppiä Ferg

- Nenän kirurgisiin toimenpiteisiin ja tutkimuksiin
- Kädensijassa imun säätely
- Sivurei'illä tai ilman
- Kertakäyttöinen. Steriilisti yksittäispakattu
- Sterilointimenetelmä: EO
- Ruostumatonta terästä, kädensija PMMA:ta (pleksilasi)

Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.Pakk
6066501020	2,0 x 150 mm	ilman sivureikää	25/375
6066501030	3,0 x 150 mm	ilman sivureikää	25/375
6066501040	4,0 x 150 mm	ilman sivureikää	25/375
6066511020	2,0 x 150 mm	sivureijillä	25/375
6066511030	3,0 x 150 mm	sivureijillä	25/375
6066511040	4,0 x 150 mm	sivureijillä	25/375
6066501030BP	3,0 x 150 mm, Big pack	ilman sivureikää	20 (2x10) / 600
6066501040BP	4,0 x 150 mm, Big pack	ilman sivureikää	20 (2x10) / 600

Os.pakk = pienin toimituserä