


Indikasjon:

Kan brukes som en fikseringsforbinding, under gips og skinner og til dermatologisk bruk. Brukes kun på uskadet hud.

Tubebandasje

MEDIPLAST kan tilby DANAFAST, en tubulær, elastisk bandasje. DANAFAST er en elastisk bandasje som strekker seg i bredden og er enkel å sette på. Kan klippes til ønsket lengde og brukes enten som enkeltlag eller dobbeltlag – ingen ekstra fiksering nødvendig. Fargekodet vevd materiale som gjør det enkelt å velge riktig størrelse.

Viskose, Polyamid, Elastan

Lengde: 10 meter ustrukket lengde

Artikkelnr.	Beskrivelse	Avd.frp	Trp.frp
6050751	RØD = >3,5 cm, små armer og ben	1	35
6050752	GRØNN = >5,0 cm, fot, hånd, ordinære armer, små ben	1	28
6050753	BLÅ = >7,5 cm, ordinære ben, større arm, lår	1	20
6050754	GUL = >10,75 cm, små kropper, kraftige lår	1	14
6050755	BEIGE = >17,5 cm, kropp voksen	1	7
6050757	LILLA = >20 cm, stor kropp	1	7

Made in Denmark

Avd.förp = min.kvant/best