



## Metallsug med transparent handtag typ Ferg

- För kirurgiskt ingrepp och undersökning i bl.a. näsan
- Med eller utan sidohål
- Handtag med sugkontroll
- Engångs. Sterilt 1-st-fp i peel-pack
- Sterilisering: EO
- Medicinskt rostfritt stål, handtag av PMMA (plexiglas)

Artikelnr.	mm	Beskrivning	Avd./Trpt. fp
6066501020	2,0 x 150	utan sidohål	25/375
6066501030	3,0 x 150	utan sidohål	25/375
6066501040	4,0 x 150	utan sidohål	25/375
6066511020	2,0 x 150	med sidohål	25/375
6066511030	3,0 x 150	med sidohål	25/375
6066511040	4,0 x 150	med sidohål	25/375
6066501030BP	3,0 x 150, Big pack	utan sidohål	20 (2x10) / 600
6066501040BP	4,0 x 150, Big pack	utan sidohål	20 (2x10) / 600

Avd. fp. = minsta kvantitet / beställning