


Sekretsugset Tracheal


- Sekretsugset för uppsamling av sekretprover i ett slutet system som gör hanteringen enkel och säker.
- Komplet set med kona för anslutning till sugslang och nippelkoppling med vakuump kontroll för anslutning till sugkatetern
- Transparent behållare med extra lock, 10 ml
- Självhäftande etikett, för notering av patientdata, medföljer
- Allt-i-ett förpackning endast sugkateter behöver anslutas
- Uppfyller standard: EN 556-1 :2001, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 10993-7:2008, EN ISO 11607-1 :2009, EN I 041 :2008, EN 15986:2011, EN ISO 15223-1:2016
- Sterila

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp
6066565-1	Sekretsugset Tracheal, orange	50/200



Material: Sugkateter/slang: DEHP fri PVC med mjukgörare DOTP (DEHT)
 Behållare: AS Copolymer, K-Resin - Lock: Polypropylen / HDPE

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp
6066566	Sekretsugset Tracheal, grön	50/200



Material: Sugkateter/slang: TPE Polyefin Alloy
 Behållare: AS Copolymer, K-Resin - Lock: Polypropylen / HDPE