

KoloBa™ Konvex

Med en myk og fleksibel plate som beskytter huden og gir økt stabilitet rundt stomien, i tillegg til å redusere risiko for lekkasje



KoloBa™ Konvex/Konvex BE-kolostomiposer er en videreutvikling fra de tradisjonelle kolostomiposene og har et ekstra beskyttende karbonfilter. Karbonfilteret i alle KoloBa™ Konvex/Konvex BE-posen beskyttes av en unik mellomvegg med luftkanaler. Dette reduserer betydelig risikoen for at filteret blir dekket til eller tett, eller at tarminnhold trenger ut av filteret. Hvis posen blåser seg opp, bruker du hånden til å trykke lett på posen, slik at luftkanalene åpner seg og luften passerer gjennom filteret på kontrollert vis.

KoloBa™ Konvex/Konvex BE har to lag med klebrig hydrokolloid, som gir fleksibilitet og reduserer risikoen for lekkasjer. Posen er dekket av et mykt ikke-vevd lag, med åpning til «vindu» foran for kontroll. KoloBa™ Konvex/Konvex BE er tilgjengelig i størrelsen Maxi med både ferdigstansede og oppklippbare plater.

Art.nr.	KoloBa™ MAXI KONVEX 300 ml Hullstr.
800200	20-43 mm

Art.nr.	KoloBa™ MAXI Konvex BE Maxi Width Hullstr.	Art.nr.	KoloBa™ MAXI Konvex BE Midi Width Hullstr.	Art.nr.	KoloBa™ MAXI Konvex BE Mini Width Hullstr.
800400	20-43 mm	802400	20-35 mm	803400	20-25 mm
800425	25 mm	802425	25 mm		
800430	30 mm	802430	30 mm		
800435	35 mm				
800440	40 mm				

20 stk. per pakke