

**MEDI PLAST**



Elastiska tubbandage,  
tillverkade av bambu.  
Producerade i  
Danmark

Hospidana  
BY MEDIPLAST

Healing  
starts  
here



Belastningen på vår miljö är hög och vi måste anpassa oss. Vi arbetar aktivt för mer hållbara material och ett steg i rätt riktning är att välja bambu som ett nytt och förbättrat material för våra tubförband.

Efterfrågan på bandage i andra material än bomull har ökat. Vi har upptäckt att bambu är ett utmärkt alternativ, både för dig och vår planet.



## ANTIBAKTERIELLA EGENSKAPER <sup>1)</sup>

Eftersom bambu har ett naturligt antibakteriellt skydd kan de flesta sorters bakterier och skadeinsekter utrotas naturligt vid kontakt. Bambu är en av de sällsynta växter som kan överleva det den utsätts för i naturen.



## LÅNGVARIG FRÄSCHÖR <sup>2)</sup>

Tyg tillverkade av bambu erbjuder utmärkt ventilation tack vare de mikroskopiska hålen i bambufibrerna. Det är därför bambu gör att du känner dig fräsch och torr längre. Bambu har också en struktur som innebär att den transporterar bort fukten snabbt.



## UNDERBART MJUK

En annan stor fördel är bambutextiliernas mjukhet och den utmärkta komfort de ger. Bambufibrernas mjuka och runda struktur ger inga skarpa eller grova element som irriterar huden utan känns underbart mjuk mot huden.



## UTMÄRKT VÄRMEREGLERING <sup>3)</sup>

Bambutyger har flera isolerande egenskaper som påverkar värmeväxlingen. I varmt väder kan bambutyger kännas svala samtidigt som de ger ett extra skydd mot kylan en kall dag.



## MILJÖVÄNLIG <sup>4)</sup>

- Den odlas med lite eller inga bekämpningsmedel eller kemiska gödningsmedel
- Den kräver ingen konstbevattning
- Den behöver sällan planteras om
- Den växer snabbt
- Den producerar mer syre än motsvarande trädbestånd
- Den är en viktig del av balansen mellan syre och koldioxid i atmosfären

1. Adine Gericke and Jani van der Pol (2011) A comparative study of regenerated bamboo, cotton and viscose rayon fabrics. Part 2: Antimicrobial properties. *Journal of Family Ecology and Consumer Sciences* vol. 39 ss.10-18.

2. Abdul R. Akbar et al. (2017) Effect of Bamboo Viscose on the Wicking and Moisture Management properties of Gauze. *IOP Conf. Ser: Mater. Sci. Eng* 275 012042.

3. Karina Solorio-Ferrales et al. (2017) Comparison of regenerated bamboo and cotton performance in warm environment. *Journal of Applied Research and Technology* 15 ss. 205-210.

4. <https://www.guaduaibamboo.com/blog/environmental-impact-of-guadua-bamboo>. <https://www.trvst.world/sustainable-living/bamboo/all-about-bamboo-and-sustainability>


5. Jean-Philippe Deguine, Pierre Ferron and Derek Russell (2008). Sustainable pest management for cotton production. A review. *Agronomy for Sustainable Development* Volume 28, pages 113-137.

6. A.K. Chapagain, A.Y. Hoekstra, H.H.G. Savenije and R. Gautam (2006). The water footprint of cotton consumption: An assessment of the impact of worldwide consumption of cotton products on the water resources in the cotton producing countries. *Ecological Economics*, Volume 60, pages 186-203.

Det vanligaste materialet för tubförband är idag bomull. Det är välkänt att bomull kräver enorma mängder vatten för att växa och därför är det nödvändigt med konstbevattning. Den är också mycket känslig för skadedjursangrepp, och bomullsodlare använder därför en mängd olika bekämpningsmedel mot insekter (insekticider), ogräs (herbicider) och svampangrepp (fungicider). Bekämpningsmedlen kan vara både kemiska och biologiska, och eftersom oblekt bomull endast tvättas innebär det att det kan finnas mikroorganismer kvar i råvaran <sup>5, 6)</sup>.

# Danafast DS

MEDIPLAST kan erbjuda Er DANAFAST Double Stretch, ett tubformat elastiskt förband som stretchar både på längden och bredden och är därmed lätt att applicera. Klippis i valfri längd och kan appliceras enkelt eller dubbelt, ingen extra fixering krävs. Eftersom produkten är stickad ger den bra luftgenomsläpplighet. Färgkodad med invävd linje vilket underlättar storleksval.



## DANAFAST DS BAMBU TUBFÖRBAND

LÄNGD: 10 METER OSTRÄCKT LÄNGD

| Artikelnr. | Beskrivning  | Avd.frp | Trp.frp |
|------------|--|---------|---------|
| 6050785    | RÖD = >3,5 cm, små armar och ben                   | 1       | 35      |
| 6050786    | GRÖN = >5,5 cm, fot, hand, ordinära armar, små ben | 1       | 28      |
| 6050787    | BLÅ = >8 cm, ordinära ben, större arm, lår         | 1       | 20      |
| 6050788    | GUL = >12 cm, små kroppar, kraftiga lår            | 1       | 14      |
| 6050789    | BEIGE = >18 cm, kropp vuxen                        | 1       | 7       |
| 6050790    | LILA = >20 cm, stor kropp                          | 1       | 7       |

LÄNGD: 1 METER OSTRÄCKT LÄNGD

|         |  |    |     |
|---------|--|----|-----|
| 6050791 | RÖD = >3,5 cm, små armar och ben                   | 72 | 576 |
| 6050792 | GRÖN = >5,5 cm, fot, hand, ordinära armar, små ben | 72 | 576 |
| 6050793 | BLÅ = >8 cm, ordinära ben, större arm, lår         | 72 | 432 |
| 6050794 | GUL = >12 cm, små kroppar, kraftiga lår            | 36 | 288 |
| 6050795 | BEIGE = >18 cm, kropp vuxen                        | 36 | 144 |
| 6050796 | LILA = >20 cm, stor kropp                          | 36 | 144 |



Avsedd användning:  
Kan användas som  
fixeringsförband, som skydd för  
huden under gips och skenor  
Används endast på intakt hud.



TILLVERKADE I DANMARK

# Danagrip

MEDIPLAST kan erbjuda Er DANAGRIP, ett elastiskt stöd- och fixeringsförband med lätt kompressionseffekt. Hål och jack kan klippas. Kan användas enkelt eller dubbelt beroende på önskad kompression. Eftersom produkten är stickad ger den bra luftgenomsläpplighet. God elasticitet. Förbandet finns i tre olika material, oblekt bomull, blekt bomull och bambu.



## DANAGRIP BAMBU TUBFÖRBAND

KOMPRESSION. LÄNGD: 10 METER OSTRÄCKT LÄNGD

| Artikelnr. | Beskrivning                                     | Avd.frp | Trp.frp |
|------------|---|---------|---------|
| 6050951    | Strl. A = 4 cm, små armar och ben               | 1       | 28      |
| 6050952    | Strl. B = 6,25 cm, små händer                   | 1       | 34      |
| 6050953    | Strl. C = 6,75 cm, hand, smala armar, barns ben | 1       | 28      |
| 6050954    | Strl. D = 7,5 cm, ordinära ben                  | 1       | 28      |
| 6050955    | Strl. E = 8,75 cm, ben, knä                     | 1       | 26      |
| 6050956    | Strl. F = 10 cm, lår                            | 1       | 22      |
| 6050957    | Strl. G = 12 cm, kraftiga lår                   | 1       | 20      |
| 6050962    | Strl. H = 14 cm, kraftiga lår, små kroppar      | 1       | 16      |
| 6050958    | Strl. J = 18 cm, små kroppar                    | 1       | 8       |
| 6050959    | Strl. K = 22 cm, ordinära kroppar               | 1       | 8       |
| 6050960    | Strl. L = 32,5 cm, stora kroppar                | 1       | 6       |
| 6050961    | Strl. M = 36 cm, större kroppar                 | 1       | 6       |



Avsedd användning:  
Ger lättare stöd och avlastning för leder och ligament. Används endast på intakt hud. Kan användas som fixeringsförband.




TILLVERKADE I DANMARK



# Danatube

MEDIPLAST kan erbjuda Er DANATUBE, ett elastiskt tubförband. Eftersom produkten är stickad ger den bra luftgenomsläpplighet. Förbandet finns i fyra olika material, oblekt bomull, blekt bomull, viskos och bambu.



## DANATUBE BAMBU TUBGAS

LÄNGD: 20 METER OSTRÄCKT LÄNGD

| Artikelnr. | Beskrivning   | Avd.frp | Trp.frp |
|------------|---|---------|---------|
| 6050731    | Strl 0,1 = 1,5 cm, fingrar och tår                          | 1       | 64      |
| 6050732    | Strl 12 = 2,5 cm, fingrar och tår med innerförband ex. vadd | 1       | 33      |
| 6050733    | Strl 34 = 4 cm, hand, smala armar och barns ben             | 1       | 29      |
| 6050734    | Strl 56 = 6 cm, kraftiga armar och ordinära ben             | 1       | 60      |
| 6050735    | Strl 78 = 8 cm, huvud, knä och smala lår                    | 1       | 48      |
| 6050736    | Strl T1 = 10 cm, kroppsförband för barn och huvud           | 1       | 39      |
| 6050738    | Strl = 12 cm, kroppsförband medium                          | 1       | 36      |
| 6050737    | Strl T2 = 16 cm, kroppsförband för vuxen                    | 1       | 24      |



Avsedd användning:  
Används som sekundär fixering och som skydd för huden under gips och skenor. Används endast på intakt hud.



TILLVERKADE I DANMARK

Att arbeta med människors hälsa är ett viktigt uppdrag. På Mediplast har vi daglig kontakt med engagerad vårdpersonal som gör sitt yttersta för att ge bättre och säkrare vård. Vi ser idag att det ställs högre krav på att arbeta med fler patienter på kortare tid och med mindre resurser.

Mediplast står vid din sida i vården och underlättar dina dagliga utmaningar.

# Hospidana

## BY MEDIPLAST



Hospidana är historien om ett företag som grundades i Danmark 1978.

Det är den enda tillverkaren av elastiska bandage och tubförband i Skandinavien och genom att tillverka produkterna i sin egen fabrik uppnår Hospidana en hög flexibilitet och effektivitet under produktutvecklingen.

Många av produkterna är resultatet av en nära dialog med kunderna och de utvecklas för att möta olika behov.



- Allt garn som används i våra produkter är certifierat enligt OEKO-TEX®
- En av världens mest kända märkningar för textilier som testats för skadliga ämnen.
- Den står för kundförtroende och hög produktsäkerhet.
- Testet utförs av oberoende OEKO-TEX®-institut.
- I många fall går gränsvärdena för STANDARD 100 längre än nationella och internationella krav..
- Kriteriekatalogen uppdateras minst en gång om året.

Tillverkare: Mediplast AB / [www.mediplast.com](http://www.mediplast.com)