

Drentech Compact & Double

Thoraxdränagesystem med uppsamlingskammare och vattenlås

- Kompakt enhet, endast 23 cm hög. Står stabilt utan golvstöd
- Hängare att använda vid transport
- Kapacitet 2000 ml
- Lättavläst skala: intervall på 5 ml upp till 340 ml
- Autoreglerande system
- Två vattenkolonner för kontroll av sugtryck -5 till -25 cmH₂O
- Ett enkelt knapptryck aktiverar säkerhetsventil för negativt tryckavlastning
- Automatisk säkerhetsventil - för positiv tryckavlastning
- Vattenlås för tydlig kontroll av luftläckage
- Provtagningsport - självförlutande och nål-fri
- MR kompatibel
- Latexfri slang med kona för enkel sammankoppling till thoraxkatetern. För Double, 6010102, är slangarna färgkodade i vitt/blått.
- Ljudnivå max 15dB
- Compact 6010105 - samma system kan användas till barn och vuxna



Artikelnr.	Beskrivning	Avd. / Trpt.fp
6010105	Compact, dränagesystem för barn och vuxna, engångs	4 st
6010102	Double, dränagesystem med dubbel uppsamlings-kammare och två slangar, engångs. En singelförpackning innehåller: system, latexfri slang med snap-on koppling samt spruta för att fylla vattenlås	singelpackade, sterila system

