

# Spiss

- Forenkler forberedelse og gjentatt avvenning av løsninger i medisinske hetteglass
- Minimerer risikoen for søl
- Tilgjengelig med eller uten nålefri ventil
- Hydrofobisk bakteriefilter 0,1µm
- Fargekodet, tettsittende kneppelukk for rask identifisering og beskyttelse, som kan lukkes og åpnes enkelt med én hånd
- Ergonomisk utforming

## RoweSpike II

Art.nr.	Beskrivelse	Hydrofilt filter			Avd/Trp fp
A-6425	RoweSpike II		Grønn	PVC-fri	100*/300
60A6426	RoweSpike II	5 µm	Blå	PVC-fri	100/300*
60A6427	MediSpike Chemo	5 µm, kjemoterapi	Rød	PVC-fri	50*/1000



## RoweSpike II SV

Art.nr.	Beskrivelse	Hydrofilt filter			Avd/Trp fp
A-6445	RoweSpike II SV med nålefri ventil		Grønn	PVC-fri	100/300*
A-6448	RoweSpike II SV med nålefri ventil	5 µm	Blå	PVC-fri	100/300*
A-6442	RoweSpike II SV med nålefri ventil	5 µm, kjemoterapi	Rød	PVC-fri	50/150*



Materiale: Hydrofobisk ventilasjon/bakteriefilter: PTFE Hydrofilt partikkelfilter: PET Spiss/hus, hvit: ABS	Spiss/hus, gjennomsiktig: MABS Nålefri ventil: PC-silikon Beskyttelseshette: PP PVC-, DEHP- og lateksfri	Sterilisering: EO Engangsbruk, steril, 1 stk. i peel-pack * = minsteantall ved bestilling
--	---	---