

seca 203

Omfångsmätare med midja/höjd kvot



Art. Nr. 2031717009

Ett stadigt måttband för mätning av omkrets, t.ex. av midja, stuss, arm eller ben. Drag måttbandet runt det som skall mätas och fäst tappen i hållaren. Håll in knappen och måttbandet dras åt. Måttbandet är kalibrerat med hållarens längd.

Med WHR kalkylator för Midja/Höft-kvot. Mät midjeomfånget och stussomfånget. Ställ in de båda värdena vid symbolerna för midje- respektive stussmått och läs av värdet i displayen. Ger ett mer aktuellt värde än BMI, då det tar hänsyn till kroppsformen.

Måttbandets andra sida kan användas för andra typer av mätningar. Knappen kan också användas för att dra in måttbandet i hållaren.

Mätkapacitet	15 – 205 cm
Gradering	1 mm
Vikt	75 g
Mått (BxHxL)	70 x 22 x 70 mm
Direktiv	93/42/EG, MDD