


Lommemaske

- Lommemaske til engangsbruk som er klar til bruk ved munn-til-munn innblåsning ved hjerte-lungeredning
- Masken kan brukes både på barn og voksne. Ved bruk på barn må masken snus slik at enden med «Nose»-markeringen ligger under haken
- Masken har et løst munnstykke med enveisventil, et hydrofobt filter og oksygenrippel for tilkobling av oksygenlange ved behov
- Ved bruk av masken i opplæringsammenheng (på dukke) kan det bl.a. leveres et munnstykke som tilbehør
- Oppfyller standarden: ISO EN 5356-1:2015
- Ikke-steril

Lommemaske

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014218	Eske med maske og ekstra munnstykke. Passer både for barn og voksne. Engangsbruk	16/128	

Materiale: Maske: PVC med mykgjørende DINP – Eske: PP – Gummibånd (lateksfritt): PE – Munnstykke: PS
 Filter: PP – Ventil: PVC-fri plast, silikon


Tilbehør – for bruk i opplæring

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014219	Ventil for lommemaske	10/200	

Materiale: Ventil: PVC-fri plast, silikon

6014220	Filter for lommemaske	10/150	
---------	-----------------------	--------	---

Materiale: Filter: PP

6014009	Munnstykke for lommemaske	50/1600	
---------	---------------------------	---------	---

Materiale: Munnstykke: PS

Avd.pkn. = min.kvant/best