

SnapOn™ hudbeskyttende stomiplate

med krage



Ring som kan løftes

SnapOn™ hudbeskyttende plate for et 2-delt system (SnapOn™ KoloBa™, SnapOn™ IloBa® og SnapOn™ UroBa®). SnapOn® hudbeskyttende plate har en kombinasjon av to klebrige lag hydrokolloid med ulike egenskaper. Hydrokolloid-laget som ligger nærmest stomien (det mørke laget) kan formes, har høy absorpsjonsevne og hever seg for å skape en enda bedre forsegling rundt stomien. Det ytterste hydrokolloid-laget (det lyse laget) er tynnere, slik at det kan følge foldene i huden, og har et ekstra sterkt klebemiddel.

SnapOn™-hudbeskyttende plate kommer med en krage som gjør at man kan løfte ringen, hvilket gjør det lettere å feste posen. Man kan holde den med fingrene, i stedet for å måtte trykke mot magen.

SnapOn™ hudbeskyttende plater passer til alle SnapOn™-poser og er tilgjengelig både ferdigstanset og oppklippbare. Den kommer med to forskjellige diametere på ringen, 45 mm and 57 mm.

Art.nr.	SnapOn™ Ringens diameter 45 mm	Art.nr.	SnapOn™ Ringens diameter 57 mm
220375	Klippemal 15–35 mm	220383	Klippemal 15-40 mm
220377	Hullstr. 20 mm	220387	Hullstr. 30 mm
220378	Hullstr. 25 mm	220388	Hullstr. 35 mm
220379	Hullstr. 28 mm	220385	Hullstr. 38 mm
220380	Hullstr. 30 mm		
220381	Hullstr. 32 mm		
220382	Hullstr. 35 mm		

5 stk. per pakke