



Metalsug med transparent håndtag - Endo

- Til kirurgiske indgreb (FESS) og undersøgelser i næse/bihuler
- Olivenformet tip for a-traumatiske indgreb
- Håndtag uden vakuumpkontrol
- Engangs. Steril 1-stk pakket i peel-pack
- Sterilisation: EO
- Medicinsk rustfrit stål, håndtag af PMMA (plexiglas)

Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
6066503020	2,0 x 120 mm	25/375
6066503025	2,5 x 120 mm	25/375
6066503030	3,0 x 120 mm	25/375
6066503035	3,5 x 120 mm	25/375
6066503040	4,0 x 120 mm	25/375
6066503020BP	2,0 x 120 mm, Big pack	20 (2x10) / 600

Æske = mindste kvantitet / bestilling

Producent: Mediplast AB / www.mediplast.com