




## Larynx Nål

Trans- oral nål för injektioner i halsen med steroider, gel eller lokalbedövning.

Perfekt för exempelvis behandling stämbands pareser.

Engångs nål med en standard luer lock fattning som passar alla luer sprutor.

Utvecklat tillsammans med svenska laryngologer/foniater.

| Artikelnr. | Beskrivning       | Avd./Trpt.fp |
|------------|-------------------|--------------|
| 606261230  | 0,5 x 230 mm, 25G | 10/150       |

Avd.fp = min.kvant/best

CE-märkt Klass IIa  
Material:  
Hub: PP, Nål: Medicinskt rostfritt stål  
Tillverkare:  
Mediplast AB / [www.mediplast.com](http://www.mediplast.com)