



Metallsug - Lab Tip

- Rak engångssug för kirurgiska ingrepp och undersökningar inom öron, näsa, hals
- Sterilt 1-styck förpackad i peel pack
- Sterilisering: EO
- Medicinskt rostfritt stål, kona av polypropylene (PP)

Artikelnr.	mm	Färg	Avd./Trpt. fp
6066500401	0,7 x 60	svart	60/900
6066500402	1,4 x 60	vit	60/900
6066500403	2,0 x 70	grön	60/900
6066500402BP	1,4 x 60, Big-Pack	vit	100 (2x50) / 1200

Avd. fp. = minsta kvantitet / beställning

Tillverkare: Mediplast AB / www.mediplast.com