


Tungeholder

- Guedel tungeholder, farvekodede til enkel identifikation
- Hygiejnepakkede i større pakke eller enkeltpakkede i PP-pose
- Fås også som sæt med en trakeltube i hver størrelse.
Velegnet til for eksempel akuttaske
- Opfylder standard: ISO 5364:2016
- Usterile



Varenr.	Beskrivelse	Prod/Æske/Trpt.fp	
60605104	Nr 000, 40 mm, rosa Hygiejnepakkede i storpakke	100/1000	
60605104-1	Nr 000, 40 mm, rosa Enkeltpakkede i PP-pose	1/100/1000	

Materiale: Polyethylen

Varenr.	Beskrivelse	Prod/Æske/Trpt.fp	
60605105	Nr 00, 50 mm, blå Hygiejnepakkede i storpakke	100/1000	
60605105-1	Nr 00, 50 mm, blå Enkeltpakkede i PP-pose	1/100/1000	

Materiale: Polyethylen

Varenr.	Beskrivelse	Prod/Æske/Trpt.fp	
60605106	Nr 0, 60 mm, sort Hygiejnepakkede i storpakke	100/1000	
60605106-1	Nr 0, 60 mm, sort Enkeltpakkede i PP-pose	1/100/800	

Materiale: Polyethylen

Varenr.	Beskrivelse	Prod/Æske/Trpt.fp	
60605107	Nr 1, 70 mm, hvid Hygiejnepakkede i storpakke	100/1000	
60605107-1	Nr 1, 70 mm, hvid Enkeltpakkede i PP-pose	1/100/800	

Materiale: Polyethylen

Æske = min. kvant/best

Varenr.	Beskrivelse	Prod/Æske/Trpt.fp	
60605108	Nr 2, 80 mm, grøn Hygiejnepakkede i storpakke	100/1000	
60605108-1	Nr 2, 80 mm, grøn Enkeltpakkede i PP-pose		

Materiale: Polyethylen

Varenr.	Beskrivelse	Prod/Æske/Trpt.fp	
60605109	Nr 3, 90 mm, gul Hygiejnepakkede i storpakke	100/1000	
60605109-1	Nr 3, 90 mm, gul Enkeltpakkede i PP-pose	1/100/700	

Materiale: Polyethylen

Varenr.	Beskrivelse	Prod/Æske/Trpt.fp	
60605110	Nr 4, 100 mm, rød Hygiejnepakkede i storpakke	100/1000	
60605110-1	Nr 4, 100 mm, rød Enkeltpakkede i PP-pose	1/100/600	

Materiale: Polyethylen

Varenr.	Beskrivelse	Prod/Æske/Trpt.fp	
60605111	Nr 5, 110 mm, orange Hygiejnepakkede i storpakke	100/1000	
60605111-1	Nr 5, 110 mm, orange Enkeltpakkede i PP-pose	1/100/500	

Materiale: Polyethylen

Sæt

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
60605112	Sæt med en tungeholder i hver størrelse. Nr 000.5. Leveres i plastboks 18 x 12 x 5 cm (L x B x H)	1/50	

Materiale: Polyethylen

Æske = min. kvant/best