

TIVA-sett

- Tiltenkt for infusjon under totalintravenøs anesti (TIVA)
- Tilgjengelig med infusjonssett, med eller uten lufting
- Avtagbar eller pålimt kobling, avhengig av design
- Medikament- og lipidbestandig
- Fargekodede, treveis stoppekraner gjør identifikasjon av infusjonslinjer enklere
- PVC-fritt eller PVC DEHP-fritt materiale
- Alle modeller har tilbakeslagsventil med eller uten anti-sifonventil
- Sprøytepumpeslanger av ulike lengder mellom 150–200 cm
- Med eller uten infusjonssett og sprøytepumpeslange
- Treveis stoppekran eller Y-modell "Octopus-sett"
- Tilgjengelig med nålefri kobling
- MR-kompatibel



Infusjonssett TIVA 180 cm, uten lufting, med sprøytepumpeslange

Art. nr.	Beskrivelse		Avd/Trp fp
60MR03502150	uten lufting, med tilbakeslagsventil, to treveis stoppekraner med tilbakeslagsventil + 15 cm forlengelse, to 150 cm sprøytepumpeslanger	PVC-fri	50/50*
60MR03502152	uten lufting, med tilbakeslagsventil, to treveis stoppekraner med tilbakeslagsventil + 15 cm forlengelse, to 150 cm sprøytepumpeslanger	PVC-fri	50/50*
60MR03502152Y	uten lufting, med tilbakeslagsventil, to treveis stoppekraner med tilbakeslagsventil + 10 cm forlengelse med nålefrie kobling, to x 150 cm sprøytepumpeslange	PVC-fri	50/50*
60MR03502162	uten lufting, med tilbakeslagsventil, to treveis stoppekraner med tilbakeslagsventil + 15 cm forlengelse, to 200 cm sprøytepumpeslanger	PVC-fri	50/50*
60MR03502161	uten lufting, med tilbakeslagsventil, to treveis stoppekraner med tilbakeslagsventil + 15 cm forlengelse med , to 200 cm sprøytepumpeslanger	PVC-fri	50/50*
60MR03503150	uten lufting, med tilbakeslagsventil, tre treveis stoppekraner med tilbakeslagsventil + 15 cm forlengelse, tre 150 cm sprøytepumpeslanger	PVC-fri	50/50*

Infusjonssett TIVA 180 cm, med lufting og sprøytepumpeslange

Art. nr.	Beskrivelse		Avd/Trp fp
60SRL03502152	med lufting og tilbakeslagsventil, to treveis stoppekraner med tilbakeslagsventil + 12 cm forlengelse, to 150 cm sprøytepumpeslanger	PVC-fri	50/50*
60SRL03502162	med lufting og tilbakeslagsventil, to treveis stoppekraner med tilbakeslagsventil + 12 cm forlengelse, to 200 cm sprøytepumpeslanger	PVC-fri	50/50*
60MR03502140	med lufting og tilbakeslagsventil, to treveis stoppekraner med tilbakeslagsventil, roterende og 5 cm forlengelse, to 150 cm sprøyte-pumpeslanger	PVC-fri	50/50*
60SRL03502150	med lufting og tilbakeslagsventil, to treveis stoppekraner med tilbakeslagsventil + 15 cm forlengelse, to 150 cm sprøytepumpeslanger	PVC-fri	50/50*

Infusjonssett TIVA 180 cm, uten lufting, uten sprøytepumpeslange

Art. nr.	Beskrivelse		Avd/Trp fp
60MR035021T	uten lufting, med tilbakeslagsventil, to treveis stoppekraner og en 15 cm forlengelse	DEHP-fri PVC	10/50*
60MR03503	uten lufting, med tilbakeslagsventil, tre treveis stoppekraner med tilbakeslagsventil og en 15 cm forlengelse	PVC-fri	10/50*

Infusjonssett TIVA 180 cm, med lufting, uten sprøytepumpeslange

Art. nr.	Beskrivelse		Avd/Trp fp
60SRL03504	med lufting og tilbakeslagsventil, to treveis stoppekraner med tilbakeslagsventil + 15 cm forlengelse	PVC-fri	10/50*
60SRL03803	med lufting og tilbakeslagsventil, tre treveis stoppekraner + 5 cm forlengelse og tilbakeslagsventil	PVC-fri	50/50*
60MR03703	med lufting, tilbakeslagsventil, tre treveis stoppekraner + 15 cm forlengelse	PVC-fri	10/50*
60MR03803	med lufting og tilbakeslagsventil, tre treveis stoppekraner med tilbakeslagsventil + 15 cm forlengelse	PVC-fri	10/50*

TIVA-sett uten infusjonssett

Art. nr.	Beskrivelse		Avd/Trp fp
60MR02140	To treveis stoppekraner med tre tilbakeslagsventil, roterende og 5 cm forlengelse, to 150 cm sprøytepumpeslanger	PVC-fri	50/50*
60SRL02150	To treveis stoppekraner med tre tilbakeslagsventil, nålefri kobling og 12 cm forlengelse, to 150 cm sprøytepumpeslanger	PVC-fri	50/50*
60MR02161	To treveis stoppekraner med tre tilbakeslagsventil og 15 cm forlengelse, to 200 cm sprøytepumpeslanger	PVC-fri	50/50*
60SRL02151Y	To treveis stoppekraner med tre tilbakeslagsventil og 17 cm forlengelse med nålefri kobling, to 150 cm sprøytepumpeslanger	PVC-fri	50/50*
60MR08261	To treveis stoppekraner med tre tilbakeslagsventil og 5 cm forlengelse, to 200 cm sprøytepumpeslanger med to anti-sifonventiler	PVC-fri	10/100*
60MR08161	Treveis stoppekran med to tilbakeslagsventil og 5 cm forlengelse, 200 cm sprøytepumpeslange med anti-sifonventil	PVC-fri	10/100*
60MR01161	Treveis stoppekran med to tilbakeslagsventil og 15 cm forlengelse, 200 cm sprøytepumpeslanger	PVC-fri	50/50*
60SRL04102000	To treveis stoppekraner med tre tilbakeslagsventil og tre nålefrie koblinger, 12 cm forlengelse	PVC-fri	100/100*

TIVA-sett uten infusjonssett – lavt volum

Art. nr.	Beskrivelse		Avd/Trp fp
60MR09160	5 cm forlengelse med tilbakeslagsventil, 200 cm sprøytepumpeslange med tilbakeslagsventil og anti-sifonventil	PVC-fri	10/100*
60SRL09260	5 cm forlengelse med tilbakeslagsventil, to 200 cm sprøytepumpeslanger med tilbakeslagsventil og anti-sifonventil	PVC-fri	10/100*
60SRL09261	5 cm forlengelse med tilbakeslagsventil og nålefri kobling, to 200 cm sprøytepumpeslanger med tilbakeslagsventil og anti-sifonventil	PVC-fri	10/100*
60SRL03561	5 cm forlengelse med tilbakeslagsventil og nålefri kobling, to 200 cm sprøytepumpeslanger med tilbakeslagsventil, anti-sifonventil og nålefri kobling	PVC-fri	10/100*

Materiale:
 Slange: TPE/PUR, PVC DEHP-free
 Dråpekammer: SB/TPE
 Spiss: ABS
 Væskefilter: PA
 Luftfilter: PP
 Rulleklemme: ABS/PS
 Klype: PP

Tilbakeslagsventil: SAN/MABS/PC/silikon
 Anti-sifonventil: SAN/MABS/PC/silikon
 Treveis stoppekran: PC/HDPE
 Luer-lock: ABS
 Beskyttende hette: PP
 Påfyllingshette/Flowstop: ABS/PE
 Nålefri kobling: PC/silikon
 Kobling: ABS

Sterilisering: EO
 Infusjonssett. 20 drp aqua dest = 1 ml
 Engangsbruk, steril, 1 stk. i peel-pack
 * = minsteantall ved bestilling