

KoloBa™ Konvex / Konvex BE

Med en mjuk följsam platta som ger en ökad stabilitet runt stomin samt minskar risken för läckage



KoloBa™ Konvex / Konvex BE kolostomipåse är en vidareutveckling av de traditionella kolostomipåsarna och har ett extra skyddat kolfilter. Kolfiltret i alla KoloBa™ Konvex / Konvex BE påsar skyddas av en unik extra mellanvägg med luftkanaler. Det minskar kraftigt risken för att filtret täcks eller sätts igen eller att tarminnehåll tränger ut genom filtret. Om påsen blåser upp sig (s.k. ballooning) pressar man lätt med handen på påsen så att luftkanalerna öppnas och luften passerar kontrollerat ut genom filtret.

KoloBa™ Konvex / Konvex BE har en 2-lagers hydrokolloidhäfta för följsam passform och maximal läckagekontroll. Påsen är täckt av ett mjukt non-woven skikt som är delbart på framsidan för inspektion. KoloBa™ Konvex / Konvex BE finns i storleken Maxi med både uppklippbara och förstansade hudskyddsplattor.

Art.nr.	KoloBa™ MAXI Konvex 300 ml. Hålstorlek
800200	20-43 mm

Art.nr.	KoloBa™ MAXI Konvex BE Maxi Width Hålstorlek	Art.nr.	KoloBa™ MAXI Konvex BE Midi Width Hålstorlek	Art.nr.	KoloBa™ MAXI Konvex BE Mini Width Hålstorlek
800400	20-43 mm	802400	20-35 mm	803400	20-25 mm
800425	25 mm	802425	25 mm		
800430	30 mm	802430	30 mm		
800435	35 mm				
800440	40 mm				

20 stycken i varje förpackning