



danumed® forlængerslange til knapsonde

Forlængerslange til indgift af enteral ernæring, flydende medicin og dekompression.

Innovative funktioner sikrer god flowhastighed og nem håndtering.

Omkostningseffektiv løsning med brug i op til 14 dage.

**Optimeret
Produktdesign**



KOMFORT



Innovativ roterende konnektor **ENSwivel**

- Giver mulighed for nem tilslutning og afmontering af ENFit®-konnekter med et "To-Finger-Tag". Enkel, hurtig og nemt.
- Det er kun den roterende del, der drejes, og ikke hele konnekteren. Denne funktion vrider ikke den enterale sonde, hvilket ellers kan være smertefuldt for patienten og u hensigtsmæssigt for hjælperen.
- Alle danumed ENFit®-konnektorer tilbyder fordelene ved ENSwivel®: ENFit®, Y-ENFit® og Bolus-ENFit®.

High-End knapsonde konnektor

- Låsemekanismens design sikrer nem, sikker og tæt tilslutning til knapsonden.



Afrundet i det indre lumen for uhindret flow.



Ergonomisk form på tilslutningen med rillet profil for et godt greb.

SIKKERHED

Maksimal sikkerhed for patienten

- ENFit®-konnektoren i henhold til DIN EN ISO 80369-3 forhindrer fejlkobling af slanger og øger patientsikkerheden betydeligt.
- Alle ENFit®-konnektorer fra danumed er fremstillet af TRITAN™, et plastmateriale, der er modstandsdygtigt over for aggressive opløsninger/medicin.
- Alle forlængerslanger med ENFit® konnektor er fri for latex, PVC, DEHP og BPA.
- Slangen er lavet af polyurethan - et biokompatibelt og kinkefrit materiale, der tillader brugsvarighed i op til 14 dage.



danumed®-forlængerslange til knapsonde med vinklet tilslutning



REF	Beskrivelse	Længde (cm)	Ernæringsskonnektor	Latex-fri	PVC-fri	DEHP-fri	BPA-fri
DA 1011 3011	Forlængerslange steril , 30 cm, ENFit®, ENSwivel®	30 cm	ENFit®	•	•	•	•
DA 1011 6011	Forlængerslange steril , 60 cm, ENFit®, ENSwivel®	60 cm	ENFit®	•	•	•	•
DA 1011 0521	Forlængerslange steril , 5 cm, Y-ENFit®, ENSwivel®	5 cm	Y-ENFit®	•	•	•	•
DA 1011 3021	Forlængerslange steril , 30 cm, Y-ENFit®, ENSwivel®	30 cm	Y-ENFit®	•	•	•	•
DA 1011 6021	Forlængerslange steril , 60 cm, Y-ENFit®, ENSwivel®	60 cm	Y-ENFit®	•	•	•	•

Leveres med forlængerslange, standard med vinklet konnektor til knapsonde. Individuelt emballeret. 10 stk. i en kasse, 10 kasser i en transportkasse.



danumed®-forlængerslange til knapsonde med lige tilslutning



REF	Beskrivelse	Længde (cm)	Ernæringsskonnektor	Latex-fri	PVC-fri	DEHP-fri	BPA-fri
DA 1011 3032	Forlængerslange steril , 30 cm, ENFit® Bolus®, ENSwivel®	30 cm	ENFit® Bolus	•	•	•	•
DA 1011 6032	Forlængerslange steril , 60 cm, ENFit® Bolus®, ENSwivel®	60 cm	ENFit® Bolus	•	•	•	•
DA 1011 3022	Forlængerslange steril , 30 cm, Y-ENFit® Bolus®, ENSwivel®	30 cm	Y-ENFit® Bolus	•	•	•	•
DA 1011 6022	Forlængerslange steril , 60 cm, Y-ENFit® Bolus®, ENSwivel®	60 cm	Y-ENFit® Bolus	•	•	•	•

Leveres med forlængerslange, stor lumen med lige konnektor til knapsonde. Individuelt emballeret. 10 stk. i en kasse, 10 kasser i en transportkasse.

Relaterede produkter til danumed®-forlængerslange:



danuButton®
knapsonde



danumed®
Enterale sprøjter

Forhandler:

MEDI PLAST

Mediplast A/S
Marielundvej 46E, 2730 Herlev
T 43 44 40 00
info.dk@mediplast.com
www.mediplast.com

danumed Medizintechnik GmbH – Individuelle løsninger er vores standard.

Vi er en innovativ, tysk medicoteknisk virksomhed med de højeste kvalitetsstandards, mange års ekspertise inden for enteral ernæring og et klart kundefokus. Vi opfylder også individuelle kundeønsker med fleksibilitet og pålidelighed. Personligt, kompetent, samarbejdsorienteret.

danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Germany
Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Fax + 49 (0) 941/ 890 588-81
info@danumed.com • www.danumed.com



INNOVATORS IN ENTERAL CARE