

Forlengelser

- Ulike lengder mellom 30–300 cm
- Flowstop med hydrofobt filter som forenkler fyllingen og reduserer risikoen for lekkasje og kontaminering
- PVC-fritt eller PVC DEHP-fritt materiale
- Slange 2,9 x 4,1 mm eller 1 x 2 mm (ID x YD)
- Mikro-boring med lavt indre volum
- Tilgjengelig med nålefri kobling og/eller tilbakeslagsventil/anti-sifonventil
- Selvutløsende, roterende luer-lock
- Spesifikke artikler med UV-beskyttelse i området 200–600 nm
- MR-kompatibel

Forlengelseslinje for infusjon 2,9 x 4,1 mm (ID x YD)

Art. nr.	Beskrivelse		Avd/Trp fp
60SRL80162P	30 cm	PVC-fri	10/100*
60SRL80161P	50 cm	PVC-fri	10/100*
60SRL80170P	75 cm	PVC-fri	10/100*
60MR04106310	100 cm	PVC-fri	10/100*
60SRL80166P	120 cm	PVC-fri	10/100*
60SRL80164P	150 cm	PVC-fri	10/100*
60SRL80167P	200 cm	PVC-fri	10/100*



Forlengelseslinje for sprøytepumpe 1 x 2 mm (ID x YD)

Art. nr.	Beskrivelse		Avd/Trp fp
60SRL04100103	30 cm	PVC-fri	10/100*
60SRL80070P	75 cm	PVC-fri	10/100*
60SRL04100115	150 cm	PVC-fri	10/100*
60MP1501	150 cm	DEHP-fri PVC	10/100*
60SRL04100120	200 cm	PVC-fri	10/100*
60MP2001	200 cm	DEHP-fri PVC	10/100*
60SRL04100130	300 cm	PVC-fri	10/100*
60SRL04100115P	150 cm, UV-beskyttelse	PVC-fri	10/100*
60SRL04100120P	200 cm, UV-beskyttelse	PVC-fri	10/100*
60SRL04100215	150 cm, tilbakeslagsventil	PVC-fri	10/100*
60SRL04100220	200 cm, tilbakeslagsventil	PVC-fri	10/100*
60SRL04100230	300 cm, tilbakeslagsventil	PVC-fri	10/100*
60SRL04100315	150 cm, anti-sifonventil	PVC-fri	10/100*
60SRL04100320	200 cm, anti-sifonventil	PVC-fri	10/100*
60SRL04100330	300 cm, anti-sifonventil	PVC-fri	10/100*
60SRL80150P	150 cm, nålefri kobling	PVC-fri	10/100*
60SRL80200P	200 cm, nålefri kobling	PVC-fri	10/100*
60SRL80150PP	150 cm, tilbakeslagsventil, nålefri kobling	PVC-fri	10/100*
60SRL80200PP	200 cm, tilbakeslagsventil, nålefri kobling	PVC-fri	10/100*

Materiale: Slange: TPE/PUR/PVC, DEHP-free Luer-lock: ABS Påfyllingshette/Flowstop: ABS/PE Klype: PP	Beskyttende hette: PP Tilbakeslagsventil: SAN/MABS/silikon Anti-sifonventil: PC/silikon Nålefri kobling: PC/silikon	Sterilisering: EO Engangsbruk, steril, 1 stk. i peel-pack * = minsteantall ved bestilling
---	--	---