



Forbindelseslange for Nefrostomi

- Forbindelseslange 2,9 x 4,1 mm
- Grønn myk kon som passer til alle typer urinposer
- Roterende luer-lock i enden for enklere montering
- Engangsprodukt. Sterilt enkeltpaket i peel-pac

Artikkelnr.	Beskrivelse	Avd./Trpt. fp
60MR223115T	15 cm	10/300
60MR222815T	15 cm, med 3-veiskran ved konen	15/225
60MR222830T	30 cm, med 3-veiskran ved konen	10/150

Avd. fp. = min. kvant./ best.

Materiale:
Slange og kon: Ftalatfri PVC, mykner TOTM
Kran: Polycarbonat + HDPE
Luer-Lock: ABS
Produsent: Medioplast Srl / www.medioplast.com/it