

SnapOn™ UroBa®

Urostomipose i 2 dele med kontraventil og blød aftapningsventil



SnapOn™ UroBa® er et system af tømbar urostomiposer i 2 dele. Den er forsynet med kontraventil, så urin ikke løber tilbage til stomien, og en blød aftapningsventil for enkel tømning.

SnapOn™ poserne har et fingergreb øverst oppe på koblingsringen. Det bruger du til at frigøre posen fra pladens koblingsring. På højre og venstre side af posens koblingsring er der fastgørelsesøjjer til et bælte.

SnapOn™ poserne passer på alle SnapOn™ hudbeskyttelsesplader, også de konvekse! SnapOn™ Hudbeskyttelsesplader har et 2-lags hydrokolloidfæste, der giver en smidig pasform og maksimal udslipkontrol. De er også forsynet med en krave, som gør det lettere at montere SnapOn™ på koblingsringen.

Posen er dækket af et blødt, non-woven lag, som kan åbnes på forsiden ved inspektion. SnapOn™ UroBa® fås i størrelsen Midi med to forskellige ringdiametre 45 mm og 57 mm.

Varenr.	SnapOn™ UroBa® MIDI, vol. ca. 300 ml
220367	Ringdiameter 45 mm
220369	Ringdiameter 57 mm

30 styk i hver pakning.

Koblingsstykke til natpose medfølger.