



CENTURION
MEDICAL PRODUCTS

Compass thorakocentese

Måler pleuratrik øjeblikkeligt


**Præcist tryk
gjort nemt**



Hvorfor gætte? Undgå risici og konsekvenser af for lidt eller for meget drænage.

Man kan miste vigtige data med traditionelle diagnostiske værktøjer.

I 2018 blev der diagnosticeret omkring 250.000 tilfælde af væskeansamling i lungerne (pleura effusion) i det britiske sundhedssystem (National Health Service (NHS)). Pleuraptrykmåling kan give vigtige oplysninger og hjælpe med at forebygge komplikationer fra insufficiens eller for store drænmængder.



Det mest hensigtsmæssige mål er tryk, ikke mængde

Mange traditionelle diagnostiske værktøjer tager lang tid at opsætte og har en tendens til manglende præcision. Uden de rigtige værktøjer er der risiko for:

- Udtrækning af en tilfældig mængde væske ved thorakocentese
- At sætte patientens helbred på spil
- Potentielt overladt til at gentage procedurer
- Risikere fornyet udvidelse af lungeødem (RPE), der er forbundet med en dødelighed på 15 - 20 %

Hvis man ikke måler pleuralt tryk, hvordan kan man så vide, hvor meget pleuraeffusion, man skal dræne?

Hvorfor kun måle mængde, når dit mål måles i tryk? Pleura manometri beror på evidens, der viser, at det er et nyttigt værktøj under pleuravæskeudtømmning i forhold til diagnostiske og terapeutiske behandlinger. Fjern gætterierne og kompromisserne fra pleuraeffusionsdræn.

Compass gør pleura manometri let.

Når det sterile, kompakte Compass til engangsbrug er forbundet med dit thorakocentesekateter, viser det øjeblikkelige, præcise målinger af pleuraptrykket på det digitale display og fortsætter med at give akkurate målinger under pleuravæskeudtømmning, indtil du opnår optimale niveauer. Compass er et lille, let, selvstændigt og omkostningseffektivt produkt, som giver mulighed for kontinuerlige rutinemålinger. Det kan give bedre patientresultater og samtidig nedsætte risici.

Godt for dig; fantastisk for dine patienter Compass: Præcis trykmåling gjort let

Produktegenskaber

- **Måler** positivt og negativt tryk i cmH_2O , og fjerner enhedskonverteringer
- **Hurtigt** digitalt display giver mulighed for at aflæse klare og nøjagtige målinger, der afspejler patientens situation lige nu
- **Præcise** målinger
- **Sikker**, universal luer lock connector
- **Praktisk**, enkelt-pakket, steril emballage
- **Kompakt**, let-at-bruge enhed



Compass thorakocentese
CTHRO02-INT

Få mere information om dette produkt hos din Medline salgsrepræsentant eller gå til www.medline.eu/uk



Distribueret af:

Mediplast A/S
Marielundvej 46E
DK-2730 Herlev
Danmark
T 43 44 40 00

info.dk@mediplast.com
www.mediplast.com

FOLLOW US  


MEDI PLAST

Compass UniversalHG er et Klasse IIa medicinsk hjælpemiddel beregnet til brug for sundhedspersonale. Før brug skal brugsvejledningen og advarselserne læses på de tilsvarende mærker. Oversættelsen af dette dokument er foretaget af Mediplast A/S. Kontakt venligst din distributør for adgang til den engelske version verificeret af Medline.

Alle rettigheder forbeholdes. Vi forbeholder os ret til at rette evt. fejl, der kan være opstået i denne brochure.

© 2021 Medline Industries, LP. Medline er et registreret varemærke tilhørende Medline Industries, LP. ML953_DA 09/2021

 Centurion Medical Products Corporation
100 Centurion Way
Williamston, MI 48895, USA

 CE 2797 (BSI, The Netherlands)